

# 24小时动态血压监测仪

产品名称	24小时动态血压监测仪
公司名称	新红杉华业科技（北京）有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	检测原理:示波法 加压方式:拟合加压 测量精度:压力： $\pm 2\text{mmHg}$ 脉搏： $\pm 5\%$
公司地址	北京市朝阳区东四环中路39号5层B单元609
联系电话	010-85715726

## 产品详情

### ACF-D1 高标准的临床准确度

ACF-D1是完全按照三项国际认可标准临床验证过的ABPM系统：

舒适度高：采用扇形袖带，智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度。

精确度： $\pm 2\text{mmHg}$

数据断电存储：数据一旦保存，无电状态也不丢失。

舒适设计、满足受检者所需

运动容差技术减少了袖带再次充气次数和无效读数发生的情况

袖带可拆卸，以便清洗

CFDA认证、电磁兼容验证通过。

分析软件功能：

设置记录盒；自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等；预览、打印报告；病例管理。

技术参数：

血压测量技术：自动拟合加压技术

血压测量范围：40—280mmHg

压力显示范围：0-299mmHg

心率范围：30—200bpm

测量精度

压力： $\pm 2$ mmHg 脉搏： $\pm 5\%$

袖带：适用臂围:200-350mm

安全系统：

超压保护：压力超过300mmHg时，快速释放压力；

急停保护：测量时，按下S按钮快速释放压力

电源：2节AA电池

重量：约160克（含电池）

PC要求：USB接口，WindowsXP或更高版本

动态血压(ABPM)适应病症

白大衣高血压:指在医生诊室内测得血压升高，而在诊室外测得血压在正常范围内。 顽固型高血压:指多种抗高血压药物都不能有效地控制高血压症状。顽固性高血压患者的特征是：高龄、肥胖、摄入过多盐分、慢性肾病和糖尿病。

隐蔽性高血压:指在医生诊室内测得的血压在正常范围内，而平均血压实际上高于可接受范围。

低血压症状: 由服用抗高血压药物引起。

动态血压(ABPM)经济效益：

在中国目前每年的高血压医疗费用达370亿元，大约35%在医院被确诊为高血压患者实际上是血压正常人。特别是对那些“白大褂”性高血压患者，ABP监护可以帮助您做出准确的诊断，这样就可以为他们省去不必要的花费并免受抗高血压药物的毒副作用。诊断准确性的提高，能节约数以百万元的成本。同时在收费标准中。动态血压监测单次的收费约120元每次，有着良好的经济效益。

希望有机会和您合作，交流和请教。

联系方式：010-85715726

网站：[www.newsequoia.com](http://www.newsequoia.com)