

回旋振荡器 菏泽鑫源 振荡器

产品名称	回旋振荡器 菏泽鑫源 振荡器
公司名称	菏泽市鑫源仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菏泽鑫源 型号:XYZD-5A 种类:振荡器
公司地址	菏泽市牡丹区高庄经济开发区
联系电话	05305528858 13905301935

产品详情

品牌	菏泽鑫源	型号	XYZD-5A
种类	振荡器	标称频率	200 (MHz)

功率80 震荡频率0-360 振幅20 负载30 定时0-120 外形尺寸40*36*20

回旋振荡器概述 回旋振荡器是一种既能培养制备生物样品，又能适合小批量生产的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验室设备

编辑本段

回旋振荡器的3大特点

万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。 设有机械定时。
无级调速，数显转速，操作简便安全。

编辑本段

回旋振荡器的保养办法

正确使用和注意回旋振荡器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长使用寿命。 2．回旋振荡器在连续工作期间，每三个月应做一次定其检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；检查水箱内的水质及清洁程度；检查保险丝、控制元件及紧固螺丝 3．传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂（1号-钙钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。 4．回旋振荡器经长期使用，自然磨损是正常现象，仪器在使用一年之后，发现电机有不正常噪声，轴承磨损，皮带松动或有裂纹，加热恒温出现异常，电子元件失效.....等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。回旋振荡器概述 回旋振荡器是一种既能培养制备生物样品，又能适合小批量生产的生化仪器，是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验室设备

回旋振荡器的3大特点

万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。

设有机械定时。

无级调速，数显转速，操作简便安全。

回旋振荡器的保养办法

正确使用和注意回旋振荡器的保养，使其处于良好的工作状态，可延长使用寿命。

2. 回旋振荡器在连续工作期间，每三个月应做一次定期检查：检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上；检查水箱内的水质及清洁程度；检查保险丝、控制元件及紧固螺丝

3. 传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂（1号-钙钠基），仪器在连续工作期间，每六个月应加注一次润滑脂，填充量约占轴承空间的1/3。

4. 回旋振荡器经长期使用，自然磨损是正常现象，仪器在使用一年之后，发现电机有不正常噪声，轴承磨损，皮带松动或有裂纹，加热恒温出现异常，电子元件失效……等故障，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。