

## ZDJ-4A 电位滴定仪 该产品采用液晶显示屏

产品名称	ZDJ-4A 电位滴定仪 该产品采用液晶显示屏
公司名称	广州南科实验仪器有限公司
价格	21800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:LEICI/雷磁 型号:ZDJ-4A
公司地址	广东广州市荔湾区中山七路锦龙中63号东座
联系电话	86 020 81178581

## 产品详情

产品介绍：

功能和特点

- 1.采用液晶显示屏,中文操作界面，能显示有关测试参数和测量结果
- 2.具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能，且可根据用户习惯生成专用滴定模式
- 3.选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量
- 4.搅拌系统采用pwm调制技术，软件调速，低噪音
- 5.有rs-232通讯接口，可接tp-16，打印测试数据、滴定曲线和计算结果
- 6.选用雷磁滴定专用软件可与计算机通讯，可在计算机上即时显示。另可对滴定模式进行编辑和修改，实现遥控操作，并进行多种统计结果的计算
- 7.滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料，可进行多种滴定反应

技术参数

型号	zdj-4a
仪器级别	0.001级
测量参数	ph值、mv(orp)、温度值 ( 0.00 ~ 14.00 ) ph
测量	ph

范围	mv	(-1800.0 ~ 1800.0) mv
	温度	(-5.0 ~ 105.0)
分辨率	ph	0.01ph
	mv	0.1mv
	温度	0.1
准确度	ph	± 0.01ph ± 1个字
	mv	± 0.03%fs
	温度	± 0.3 ± 1个字
滴定管	滴定分析重复性	0.2%
	控制滴定灵敏度	± 2mv
驱动器	滴定容量允许误差	10ml滴定管：± 0.025ml；20ml滴定管：± 0.035ml
	滴定管分辨率	10ml滴定管：1/10000；20ml滴定管：2/10000
	滴定管输液或补液速度	(50 ± 10)s (滴定管满度时)
	稳定性	(± 0.3mv ± 1个字) /3h
	电源	ac (220 ± 22)v；(50 ± 1)hz
	机箱外型编号	wxs-a002-1
	尺寸(mm)，重量(kg)	340 × 400 × 400，10

#### 公司介绍：

广州南科实验仪器有限公司成立于科技高速发展的二十世纪，位于经济科技发达的珠江三角区。是一家最具规模品种最齐全的经销公司。集实验仪器，分析测试，检测设备，机电设备，化学试剂，玻璃仪器，实验耗材，设备维修，配件供应，设备安装的公司。公司旨在仓储式直销的经营模式，中心配送服务。提供完善的上门安装，维修服务。公司设有维修车间，技术支持和咨询部门。是国内外众多企业的的直销商和经销商，一站式供应各类品质优秀的科研产品和机电设备。公司本着一等的服务，末等的利润，“南科公司”为省内外各大专院校，医疗单位，研究所，工矿企业提供了大量质优价廉的器材及周到的售后服务。得到了广大用户的支持和肯定，使公司稳步发展和壮大。滴水之恩，当涌泉相报，感谢支持和关心“南科公司”的新老用户，让我们伸出友谊之手，握住诚信，相伴走向成功！

#### 联系方式：

联系人：田志红业务联系邮箱：haitiangroup@126.com业务联系手机：13620420557固定电话：86-020-81178581

本产品的加工定制是否，品牌是LEICI/雷磁，型号是ZDJ-4A，类型是电位滴定仪，电源电压是220（V），环境温度是20（ ），装箱数是10