

Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪

产品名称	Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪
公司名称	河北昊众商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺诚 型号:Nation8128W
公司地址	石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖大酒店南侧）
联系电话	0311-69004665 13933833732

产品详情

Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪

Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

15303182774（吴经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

无线蓝牙动态脑电图仪

一、名称：无线蓝牙动态脑电图仪

二、 产品型号：Nation8128W

三、 数量：1台

四、 用途：用于常规脑电图、24小时动态脑电图的记录回放以及脑电参数的记录

五、 招标参数及配置

一) 功能：

功能概述：集动态脑电，常规脑电功能为一体，一机多用。

通道配置：20通道，包含16通道常规脑电通道，另配4个通道自定义设置

附件设计：符合国际标准的电极接口设计，一套电极导线支持一体式插拔，或单根线插拔，更换维修便捷；

传输方式：数据采用无线蓝牙方式传输，具有超强抗干扰性；

无线传输方式：对于哭闹不配合的儿童，采用无线产品可让其在检查间外完成检查。对于暖箱中新生儿同样也可采用无线的方式进行检查。

患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，对无法配合的病人更有利；

选配闪光：可选配闪光刺激器，有助于癫痫诱发测试；

便携：配笔记本电脑组成便携式脑电图仪，方便医生携带设备外出或到病房使用

选配双显示：可选配双显示器，医生可一边采集病例一边回放病例，节省工作时间

语言要求：全中文界面

数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式

事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验

定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性

测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求

棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断

地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况

地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研

实时能量频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，医生可以不用看波形就能通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况。

实时昏迷指数：具有实时昏迷指数显示功能，医护人员通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度

20. 实时振幅整合脑电：具有实时振幅整合脑电分析功能，能帮助医护人员在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况
21. 播放：多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例
22. 打印：波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果。
23. 编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案
24. 教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用
25. 数据转化：所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能，方便用户在后期的数据分析和科研
26. 低功耗：采用低功耗设计，4节干电池支持70小时动态脑电图记录
27. 液晶显示：动态盒带有大屏幕液晶屏，医生可不通过软件就能通过脑电盒上屏幕了解电极是否佩戴合适
28. 患者按键：动态记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间
29. 动态存储：采用大容量存储芯片，保证记录的数据安全、稳定，标配为2G可存储4'5天不间断的病例数据；
30. 数据上传：高速的动态数据上传设计，USB速率可达5MB/s，24小时病例3分钟内即能上传电脑

二) 技术规格：

1. 定标电压：50 μ V。
2. 电压测量：25 μ V/cm、50 μ V/cm、100 μ V/cm、200 μ V/cm。
3. 时间常数：0.1s、0.2s、0.3s；0.03s。
4. 噪声电平：0.4 μ Vrms
5. 共模抑制比：110dB
6. 幅频特性：0.5Hz ~ 60Hz
7. 耐极化电压：加 \pm 500mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过 \pm 5%
8. 输入阻抗：不小于1000M（共模），不小于10M（差模）
9. 灵敏度：10 μ V/cm ~ 1600 μ V/cm分18档可调
10. 走纸速度：0.1cm/s ~ 10cm/s分10档可调
11. 采集频率：128Hz、256Hz、512Hz可调
12. 采样分辨率：16bit
13. 低通滤波：5Hz ~ 70Hz分10档可调
14. 接口技术：USB 2.0接口技术,传输速率480Mb/(12Mb)/s

5. 闪光刺激频率：1~30Hz

6. 闪光时间：1~50分钟

三) 配置：

1. 便携式笔记本：1套

2. 彩色喷墨打印机1台

3. 专用电极线系统部分 1套

4. 无线蓝牙动态脑电放大盒 1个

产品供应商：河北昊众商贸有限公司

手机：13933833732/18931853732（申经理）

15303182774（吴经理）

联系电话：0311-69004665

QQ：65140085

E-mail:sale@hbhzsm.com

详情登陆：<http://www.hbhzsm.com>

地址：石家庄市桥西区中华南大街366号（天鹅湖酒店南侧）

Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪

Nation8128W无线蓝牙动态脑电图仪