

安博ABQF200J食品安全检测仪安博检测仪器

产品名称	安博ABQF200J食品安全检测仪安博检测仪器
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:ABQF200J
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

产品详情

山东安博ABQF200J食品安全检测仪是山东安博的一款重点推出的主打产品。现在食品安全快速检测已经成为我们生活中的重点关注项目，越来越多的人和消费者对食品安全，而且我们更加关注食品安全的快速检测，在越来越快捷化的社会节奏下，食品安全的快速检测才能更加融入我们的生活和工作中。山东安博的食品安全快速检测仪器，能够较快的对所检测是食品样品得出相关数据，方便快捷。

山东安博ABQF200J食品安全检测仪采用国外先进技术研发生产的一种高性价比的全自动食品安全检测仪，可检测食品中的多种项目的有机物质。测试运行中仪器会自动优化测试顺序，减少等待时间，提高测试速度；山东安博ABQF200J食品安全检测仪在仪器运行中，试剂盘和标本盘的图形化导视系统，更方便的提供用户查看和掌握项目的测试情况；全面的质控方案，设有高、中、低不同浓度的质控；系统支持L-J和X-B质控。自我诊断：自动检测，实时异常报警；旋转盘：有45个位供放标准、质控、和病人血清。山东安博ABQF200J食品安全检测仪有4个可抛弃型的反应扇形盘，每个扇形盘有24个反应槽，共96个反应槽，反应槽；电源要求: 220V、50HZ，输入功率250VA。灵活开放的试剂方案，同一试剂位可允许多个项目使用；仪器有自动搅拌混匀功能，使样品与试剂混合更均匀、反应更完善，试剂容量：支持3个试剂盘，每试剂盘可放17种不同试剂，共51种试剂；试剂冷藏：24小时不间断试剂冷藏。山东安博ABQF200J食品安全检测仪能够真正的动态实时反应曲线，及时监测试剂失效，提示样品浓度过高并可自动进行样品稀释。

山东安博ABQF200J食品安全检测仪测试运行中仪器会自动优化测试顺序，减少等待时间，提高测试速度；够真正的动态实时反应曲线，及时监测试剂失效，提示样品浓度过高并可自动进行样品稀释。山东安博ABQF200J食品安全检测仪操作很方便，也很灵活。比如说，在仪器运行中，试剂盘和标本盘的图形化导视系统，更方便的提供用户查看和掌握项目的测试情况，人机互动操作很好。另外山东安博的食品安全检测仪也有灵活简便的操作模式，有4个可抛弃型的反应扇形盘，每个扇形盘有24个反应槽，共96个反应槽，反应槽；能够承载多种检测样品的工作。电源要求: 220V、50HZ，输入功率250VA。能够适用于很多环境下进行工作。灵活开放的试剂方案，同一试剂位可允许多个项目使用；仪器有自动搅拌混匀功能，使样品与试剂混合更均匀、反应更完善，试剂容量：支持3个试剂盘，每试剂盘可放17种不同试剂，共51种试剂；试剂冷藏：24小时不间断试剂冷藏。这也是山东安博ABQF200J食品安全检测仪需要在操作中注意的一些事项。