

人体分析仪人体成分分析仪人体成份测量仪体检测仪健身房保健仪器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 人体分析仪人体成分分析仪人体成份测量仪体检测仪健身房保健仪器 |
| 公司名称 | 广州爱美电子科技有限公司 |
| 价格 | 9800.00/个 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 99.00 品牌: 爱美 型号: gs6.5b |
| 公司地址 | 广州天河区牛利岗大街512号 |
| 联系电话 | 15920509092 |

产品详情

新款人体成分分析仪，人体成分分析仪，人体成分分析仪厂家
人

人体成分分析仪 身体成分分析仪 健康分析仪 成分分析仪 人体
体分析仪人人

人体分析仪人体成分分析仪人体成份测量仪体检测仪器保健仪器
体分析仪体分析仪器 水分脂肪无机盐等分析仪 人体分析仪 人体成分仪

人体成分分析仪 多项测试结果可即时打印 方便快捷准确仪器
人体分

热销 量子弱磁共振分析仪 亚健康检测仪器 人体分析仪 厂家直供
析仪器gs6.5

人体分析仪器 水分脂肪无机盐等分析仪 人体分析仪 人体成分仪
人体分析仪器 水分脂肪无机盐等分析仪 人体分析仪 人体成分仪

人体成分分析仪器的出现，为大多数美容院提供了一种必要的利器，利用人体成分分析仪器检测出人体的各项指标，从而让客户更清楚的知道自己的身体处于什么样的状态。但，目前来讲，生活水平提高，物质生活丰富，所以，大多数的客人都处于的一种亚健康状态。比喻，水分不平衡，蛋白质低

人体成份分析仪 检测人体的仪器 水分 体重 脂肪 肌肉蛋白质骨质

人体分析仪器 水分脂肪无机盐等分析仪 人体分析仪 人体成分仪人

【韩国原装进口】人体分析仪 人体成份分析仪 脂肪检测仪

体分析人体分析仪仪器 水分脂肪无机盐等分析仪 人体分析仪 人体成分仪

最新人体分析仪人体成分分析仪人体成份测量仪体检测仪器保健仪器

原理：

人体成分分析仪：采用avr微电脑控制器的精确测量，以全新dxa法统计为基础，通过多频生物电阻抗分析法（mfbia）分析人体成份：体脂肪、体重、bmi（身体质量指数）、非脂肪量等各项健康指数，有效指示客人的身体健康状况，为科学减肥提供依据。一种被认为是健康产业划时代的成果。是健康顾问，它为每个测试者提供独立的健康分析数据。从而制定新的减肥疗程和节食运动计划。适用于各大健身所、美体中心、体检中心、高级会所、减肥项目配套等。

数据功能

准确把握纤体的效果，为制定纤体疗程提供科学依据合理的减轻和控制体重，从而保持最佳体能区分肌肉型超重和肥胖，寻求最佳的控制体重方法指导能量摄入和膳食中营养素摄入的比例指导采取营养恢复措施，促进肌肉的最大合成评价疗程康复的效果，指导科学纤体、科学训练、科学康复、科学营养了解并检测青少年体质与健康的状况，制定切实可行的锻炼计划了解环境、营养及其他因素对身体成份的影响了解不同类别人群成份的差别作为降低心血管、糖尿病、某些癌症和其它一些慢性疾病的发病率的重要预防措施

技术参数

测试方法：多频生物电阻抗分析法（mfbia）测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多个电阻抗测量测试频率：通过3个不同的频率（20khz,50khz,100khz）电极方法：8点接触式电极人体成份计算方法：不使用经验值估算输出值(25)项：身体水份含量（tbw）、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨量、体重、标准体重、去脂肪体重、骨骼肌（smm）、bmi、体脂百分数（pbf）、腰臀脂肪比率、水分比率、肥胖诊断、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估、基础代谢量、生物电阻抗、身高。额定电流：<180ua电源：输入电源ac100-240v,50/60hz显示屏幕：320×240 stn液晶触摸屏操作语言：英语及多语种选择数据储存：50000x10及可用sd卡无限扩充外部储存：sd卡转电脑海量储存外部接口：rj-45,usb2,打印机接口：usbic卡系统:标准ic卡管理打印机：a4彩色纸喷墨打印机（厂家指定型号）,内置热敏微打仪器尺寸：xxmm（w）×xxmm（l）×xxmm（h）仪器重量：净重xxkg测试时间：不超过2分钟操作环境：温度：10~40（50~104），湿度：30~80%rh,500~600h

pa保存环境：温度：0~40（32~104），湿度：30~80%rh，500~600hpa测量体重范围：10~200kg
测量年龄范围：10~99岁测量身高范围：90—200cm外接扩展项目：超声自动身高测量仪（选购）

qq：2568328604联系人：nathan电话：15626202938

本产品的建议零售价是¥99.00，品牌是爱美，型号是gs6.5b，规格是45*45*120，产地是广州