

气相色谱仪 卓乐康 ZLKSP-2100A

产品名称	气相色谱仪 卓乐康 ZLKSP-2100A
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	1111.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:卓乐康 型号:ZLKSP-2100A
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

详细描述

详细信息

sp-2100a气相色谱仪产品介绍 该仪器采用全微机控制，中文界面，大屏幕液晶显示，具有操作简单、性能稳定、多功能等特点。可用于环境保护、环境监测、农业、石油化工企业中控及监测的常规分析，还可用于医药、卫生防疫及科研院校常规分析，也可根据不同需求改装成专用气相色谱仪。技术参数 检测器 · tcd 灵敏度 5000mv.ml/mg(n-c16) · fid 检测限 1×10^{-11} g/s(n-c16) · ecd 检测限 4×10^{-13} g/s(六氯化苯) · fpd [p] 检测限 5×10^{-12} g/s (甲基对硫磷) [s] 检测限 1×10^{-10} g/s (甲基对硫磷) 温度控制 · 色谱柱箱：室温以上 20 ~ 400 · 注样器箱：室温以上 20 ~ 400 · 离子化箱：室温以上 20 ~ 400 · tcd监测器箱：室温以上 20 ~ 350 供电电源：ac 220v \pm 22v 50hz \pm 0.5hz 15a 外形尺寸：高 \times 宽 \times 深 445 \times 550 \times 560mm³ 净重：约38kgsp-2100a气相色谱仪主要特点 · 操作简单：以页面形式设定与显示仪器电气参数，操作者可在很短的时间内掌握仪器的使用方法 · 自诊断功能：并显示基本故障信息 · 实时调零：分析前可对输出实时调零。 · 四路控稳：柱箱，进样器箱，tcd检测器箱及离子化检测器箱。 · 五阶程序升温：升温速率0.1 ~ 30 /min · 四种检测器可供选择：tcd、fid、ecd、fpd · 进样器：可同时安装两套填充柱进样器和一套毛细管柱进样器

本产品的加工定制是否，品牌是卓乐康，型号是ZLKSP-2100A