

ZTWS2000卡式滴定法水分测定仪 微量水分测定仪

产品名称	ZTWS2000卡式滴定法水分测定仪 微量水分测定仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	8500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:拓科 型号:ZTWS2000
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

ztws2000卡式滴定法水分测定仪 微量水分测定仪

卡式滴定法水分测定仪，微量水分仪ztws2000

ztws2000微量水分测定仪技术参数

电源电压	220 ± 15% (v)	环境温度	-5-40 ()
精度	± 2ug	测量范围	1ug--100mg
类型	卡尔菲休库仑法水分测定仪	型号	1ppm-100% ztws2000

仪器特点：

ztws2000微量水分测定仪

1. 采用最新的arm9处理器自动控制。2. 全中文交互式菜单。3. 5.7寸320*240大屏幕液晶显示。4. 仪器故障自诊断，直观提醒用户。5. 内置5种用户常用的含水量计算公式，真正实现自动化。6. 自动打印，带大容量历史记录存储功能。7. 大电流本底补偿测试精度高、量程宽，可靠性高。8. 自动记忆电解液的状态，实时测试空白电流并精确扣除，提高了仪器的测试精度。显示含水量即为样品真实含水量

9.具有提醒更换已失效试剂功能

10.用户可根据不同分析要求，对分析速度方面自由选择，测试结果更精确。

方法原理：卡尔 - 费休库仑法适用标准：gb5074《焦化产品水分含量的微库仑测定方法》gb6023《工业用丁二烯中微量水的测定 卡尔·费休法》gb6283《化工产品水分含量的测定卡尔·费休法》gb7600《运行中变压器油水分含量测定法（库仑法）》

详细技术参数：

滴定方式：电量滴定法

电解电流：0-400ma

显示：320*240大屏幕液晶显示屏

测定范围：1 μg-100mg

灵敏度：0.1 μg

准确度：3 μg-500 μg ± 2 μg 500 μg以上为0.2%（不含进样误差）

打印：配有高效低噪行式热敏打印机

计算：含量计算、统计计算、多种公式选择

自检：仪器故障自诊断

可存储带样品编号及时间标记的记录200条，可以供用户查询、打印。

电源：ac220v ± 10%

频率：50hz ± 5%

青岛拓科仪器有限公司，是集研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业。本公司以满足客户的多重需求为己任，以为客户创造价值为企业宗旨，竭诚为客户提供一体化产品解决方案及优质的服务。产品远销至欧洲、日本、美国、中东等国家和地区。紧跟世界科技前沿，加强自主创新，精益求精，本公司将保持以科学求进步，以技术求发展的宗旨，为满足客户需求研制更好更优的产品。

主要产品：红外测温仪，水分测定仪，数显温湿度表，超声波测距仪，激光测距仪，数字照度计，激光转速表，纺织频闪仪，粮食水分仪，纺织原料水分仪，机械转速表，漆膜测厚仪，超声波测厚仪，表面光泽度仪，表面粗糙度仪，数字声级计，高精度风速风量仪，智能型超声波探伤

本产品的加工定制是否，品牌是拓科，型号是ZTWS2000，类型是卡尔费休水分测定仪，测量范围是1ug-100mg，准确度是2ug，环境温度是-5-40（ ），电源电压是220（V）