

R2002B旋转蒸发器 Rotary evaporator , R2002B

| | |
|------|--|
| 产品名称 | R2002B旋转蒸发器 Rotary evaporator , R2002B |
| 公司名称 | 上海化科实验器材有限公司 |
| 价格 | 20000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:化科 型号:R2002B |
| 公司地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄15号 |
| 联系电话 | 86-02167652117 |

产品详情

r2002b旋转蒸发器 rotary evaporator , r2002b

| | |
|------------------------|-------------------|
| 型号model | r2002b |
| 旋转瓶 (l) | 20l/f125# |
| 收集瓶 (l) | 10l+5l 下出料 |
| 冷凝面积 (m ²) | 1.2 立式 |
| 转速 (rpm) | 10-110 |
| 蒸发速度h ₂ o | > 5l/h |
| 真空度 | > 0.095mpa |
| 调速 | 变频调速 |
| 密封方式 | 聚四氟乙烯组合密封 |
| 油水浴锅升降行程 (cm) | 16 |
| 油水浴锅功率 (kw) | 5 |
| 静态温控范围及波动 () | 0-180 ± 2 |
| 油水浴锅尺寸 (cm) | ∅ 45*26 |
| 油水浴锅材质 | 不锈钢304 |
| 电源 | 220v,30a |
| 整机尺寸 (cm) | 115*70*200h |
| 其它配置 | 冷凝四通一体式,可拆式小咀,下出料 |

备注：可选择防爆型（即ex型）。

采用新式高效冷凝器，方便安装，提高密封性，收集率高达95%以上；具可拆式小咀方便了水管的安装和拆卸；可提供带下出料的收集

- 1.新型高效四通瓶能保证90%以上的收集率；
- 2.冷凝器蛇管由一根玻管盘成，无接头；
- 3.新型密封材料，加上特有的标准接口磨砂，保证了整机的高密封性；
- 4.液晶数显使转速显示更准确、更明显，收集瓶配有下出料。

进口变频数显调整；两级双螺旋冷凝器；旋转瓶改用125mm大口径，方便取料和清洗；双收集瓶采用独特的连续收集系统，保证在放料时，实现无真空波动的连续收集；备有防冲弯管；复合聚四氟乙烯耐磨密封件；新型机头固定设计，机关角度调整更为方便；独到的磨砂技术让整机系统具有更高的密封性。

上海化科实验器材有限公司主要生产经营：实验室器材，玻璃仪器，实验室耗材，生物耗材，化学试剂，微生物试剂，样品瓶，包装瓶，实验室设备，仪器仪表等。

广泛服务于：科研，制药，生物，生命科学，教育，污水处理，食品与饮料，电子，轻工业，矿业，石油天然气，石油化学工业，工业品仪器，环保工程等行业。

订单邮箱：sales@shhk.com.cn（推荐）

咨询电话：021-67652117，57602161

qq 在线：1152028600。

大量供应：r2002b旋转蒸发器 rotary evaporator，r2002b。

本产品的加工定制是是，品牌是化科，型号是R2002B，操作压力是常压，结构形式是立式，外形是115*70*200H，运动状况是内循环型