

# 葡萄酒二氧化硫滴定分析仪 二氧化硫滴定检测测量仪

产品名称	葡萄酒二氧化硫滴定分析仪 二氧化硫滴定检测测量仪
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	10300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:BOEN 型号:38382
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

## 产品详情

葡萄酒二氧化硫滴定分析仪、二氧化硫滴定测量仪介绍：

葡萄酒二氧化硫滴定分析仪、二氧化硫滴定测量仪采用滴定分析方法快速测量残留二氧化硫和总二氧化硫含量。在食品加工领域，二氧化硫的主要应用是进行防腐。以葡萄酒为例，当有氧存在时将最先与二氧化硫发生反映，起到抗氧化的作用，进而保证酵母菌的正常发酵，并抑制其他杂菌。

特点：

基于微电脑控制技术，集滴定分析，磁力搅拌和电极测量于一体性能优良操作简单，可直接显示测量结果人性化设计，具有稳定标识和校准信息等显示功能残留二氧化硫浓度取决于三个因素：总添加量，原初始量，添加的氧化程度通常残留二氧化硫浓度为0.8ppm即可保证抗氧化和净化杂菌的作用当残留浓度超过2.0ppm时，即被人感知到，因此以此浓度作为上限值。

技术参数：

滴定范围	0 to 400 ppm of so2
------	---------------------

滴定方法	等电位氧化还原滴定法
滴定精度	读数的5%
取样量	50 ml
orp电极	hi 3148b
供电方式	220v/60 hz ; 10va
使用环境	0 to 50 ° c (32 to 122 ° f) ; rh max 95%
尺寸重量	208 × 214 × 163 mm ; 2200 g

配置：

主机、氧化还原电位电极、随机少量滴定试剂组合、滴定管组、中英文使用说明

3、请浏览伯恩供应(<http://www.fairborn.com.cn/category-2310-b0.html>)并提供3m生物阅读器，快速生物阅读器最新价格报价。

本产品的加工定制是是，品牌是BOEN，型号是38382