

恒温恒湿箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿环境试验设备

产品名称	恒温恒湿箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿环境试验设备
公司名称	东莞市庆声试验设备有限公司
价格	38600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:庆升科技 型号:MQ-150-OYO
公司地址	东莞市东城区桑园石井工业区宏泰科技园
联系电话	86-81008407 13925703965

产品详情

温馨提示：

产品图片及属性仅供参考 详情请旺旺或来电咨询！

恒温恒湿试验箱 加热系统

- 1、采用远红外镍合金高速加温(2kw × 2)电加热器
- 2、高温完全独立系统，不影响低温试验、高温试验及交变
- 3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益

恒温恒湿试验箱 制冷系统控制

- 1、压缩机：全封闭法国泰康1.5hp × 2 × 1组
- 2、制冷方式：复叠式制冷

- 3、 冷凝方式：强制风冷冷却
- 4、 制冷剂：r404a、 r23(环保型)
- 5、 系统管路均作通气加压48h捡漏测试.
- 6、 加温、 降温系统完全独立
- 7、 内螺旋式冷媒铜管
- 8、 斜率式蒸发器
- 9、 干燥过滤器、 冷媒流量视窗、 修理阀、 油分离器、 电磁阀、 贮液筒均采用进口原装件
- 10、 除湿系统： 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
- 11、 降温时启动r404a、 r23， 除湿时只启动r404a(节能降耗)

恒温恒湿试验箱 电路控制系统:

- 1、 温湿度控制仪表采用“ 韩国原装temi850 ” 大屏幕-液晶显示-可编程微电脑pid控制ssr输出运行。全进口超大液晶触摸屏幕画面， 荧幕操作简单， 程式编辑容易。
- 2、 精度： 0.1 （显示范围）
- 3、 解析度： ± 0.1 ；
- 4、 感温传感器： pt100铂金电阻测温体；
- 5、 控制方式： 热平衡调温调湿方式；所有电器均采用(施耐德)系列产品
- 6、 温湿度控制采用p . i . d+s.s.r系统同频道协调控制
- 7、 具有自动演算的功能， 可将温度变化条件立即修正， 使温度控制更为精确稳定
- 8、 控制器操作界面设中英文可供选择， 实时运转曲线图可由屏幕显示
- 9、 hd80高低温试验机具有100组程式、 每组100段、 每段可循环999步骤的容量， 每段时间设定最大值为99小时59分
- 10、 资料及试验条件输入后， 控制器具有荧屏锁定功能， 避免人为触摸而停机
- 11、 具有rs-232或rs-485远程通讯界面， hd80高低温试验机可在电脑上设计程式， 监视试验过程并执行自动开关机等功
- 12、 控制器具有荧屏自动屏保功能， 在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
- 13、 本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上

本产品的加工定制是是，品牌是庆升科技，型号是MQ-150-OYO，工作室尺寸是500*600*500（mm），温度范围是-70~150（ ），温度波动度是 ± 2 （ ），温度均匀度是 ± 2 （%），控温方式是可编程，适用范围是提供恒定湿热，复杂高低温交变等试验环境和试验，规格是150L