

透析_威海华诚医疗_一次性透析护理包

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 透析_威海华诚医疗_一次性透析护理包 |
| 公司名称 | 威海华诚医疗科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:华诚 型号:TM1279 |
| 公司地址 | 威海张村机械电子产业园东鑫路南 |
| 联系电话 | 0631-5786775 15666099111 |

产品详情

砂滤器 砂滤器又称砂滤罐，它从上至下由粗颗粒的硬煤、中等颗粒的砂、细颗粒的石榴石组成，目的是滤过可见的杂质及悬浮在水中的胶体物质，25 μm ~ 100 μm大小、细菌和金属复合物，使用寿命取决于进水的水质和反冲的频度和时间。砂滤器寿命为2周 ~ 4周，属消耗品，不可再生。

血流速度不准直接影响病人血流量。血流速度过慢，血流量变少，将会降低病人体内血液中废物的清除和脱水量，透析不充分；血流速度过快，血流量变多，病人将会心脏负担过重，引起危险。因此血流速度是医护人员根据病人的病情来严格控制的，维修工程师要用标准流量计经常对血透机血泵速度进行监测校准，以保证绝对安全可靠。

威海华诚医疗公司一次性医用辅助透析包全国招商。

透析过程护理

一般护理

- 1，严密观察患者生命体征，每小时测BP一次并同时记录TMP、每小时超滤量、肝素追加量等，当患者出现发冷、发热、眩晕、出汗、呕吐症状时立即查BP并通知医生。
- 2，密切观察处理各种透析环境的报警及机器故障如动脉压、静脉压的升高、降低，透析液监测系统，空气报警等。
- 3，密切观察病人的整体状况如面色、意识有无改变，对躁动不安者加强肢体固定，防止穿刺针脱出漏出、渗血。
- 4，提高超滤技术充分清除体内水分，透析结束时达到干体重。

5, 微笑服务、脚步快捷, 随时观察意外发生, 收机时体外循环血液要回干净, 防止空气栓塞。