

山东安博食品快检仪器PRT8F型农药残留速测仪

产品名称	山东安博食品快检仪器PRT8F型农药残留速测仪
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:PRT8F
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

产品详情

PRT8F型农药残留速测仪起到的就是这样一个作用，让我们比较轻松的就能够分辨日常生活中哪些食物是安全放心的，哪些食物是高危风险的。PRT8F型农药残留速测仪的和其他仪器一样，都是配备了微机通讯接口，可以很方便的连接计算机，带上位机软件，可以实现电脑控制，也可以单独操作仪器，方便快捷。

一、PRT8F型农药残留速测仪优点：

- 1、依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测；
- 2、乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测；
- 3、微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器；
- 4.大容量存储器，能存储一万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据；
- 5.配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果；
- 6.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命；
- 7.智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果；
- 8.特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警；
- 9.操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上；
- 10.彩色LCD大屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能；

11.可选配汽车电源接口，方便用户装备流动检测车；

12.双列式暗盒设计，操作方便，可同时测8个样品；

13.可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）

14.内置大容量充电电池，可以在掉电后工作4小时以上，同时，仪器可配汽车电源接口，置于流动检测车上使用；（选配）

15.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。（选配）

PRT8F型农药残留速测仪是山东安博仪器股份有限公司所销售的仪器当中比较受到人们认可的一款仪器，有原装的进口核心技术，就是无热固态光源，这种光源不仅寿命长，而且稳定性好，检测的精确度也更高，光源还是能够进行人工调控的，这就大大的延长了仪器的使用寿命，实现仪器的更高效率的工作状态。

二、PRT8F型农药残留速测仪技术参数：

1、光源波长：410±2nm

2、波长重复性：±1.5 nm

3、透射比准确度：±0.3 % T

4、透射比重复性：±0.5 % T

5、抑制率测量范围：0~100%

6、农药检出线：0.1~5mg/kg

7、波长准确度：±2nm

8、测光方式：t%(%)、a、r%

9、光度范围：0% ~200% (-0.301a~3.000a)

10、使用环境：温度：5 ~45 ;湿度： 85%