

安博仪器PRT8A型农药残留速测仪食品快检仪器

产品名称	安博仪器PRT8A型农药残留速测仪食品快检仪器
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:PRT8A
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

产品详情

PRT8A型农药残留速测仪主要是用于蔬菜，水果等新鲜的食物，主要检测其中的有机物质和农药残留的含量，通过对比看检测的样品是否是安全健康可食用的，目前在不少的超市，尤其是食品生鲜部门，得到了较为普遍的应用，还有许多的农贸批发市场以及蔬菜瓜果配送中心，都是我们的主要应用场所。

PRT8A型农药残留速测仪优点：

- 1.依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测；
- 2.乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测；
- 3.微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器；
- 4.大容量存储器，能存储一万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据；
- 5.配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果；
- 6.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命；
- 7.智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果；
- 8.特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警；
- 9.操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上；
- 10.彩色LCD大屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能；

11.可选配汽车电源接口，方便用户装备流动检测车；

12.国内领先的8通道旋转比色池设计，同时可测8个样品；

13.独有的单光源发光、内置滤光片技术，有效过滤杂散光，大大提高检测结果的准确度；

14.可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）

15.内置大容量充电电池，可以在掉电后工作4小时以上，同时，仪器可配汽车电源接口，置于流动检测车上使用；（选配）

16.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。（选配）

PRT8A型农药残留速测仪主要是用于蔬菜，水果等新鲜的食物，主要检测其中的有机物质和农药残留的含量，通过对比看检测的样品是否是安全健康可食用的，目前在不少的超市，尤其是食品生鲜部门，得到了较为普遍的应用，还有许多的农贸批发市场以及蔬菜瓜果配送中心，都是我们的主要应用场所。