

山东安博食品快检仪器PRT24M型农药残留速测仪

产品名称	山东安博食品快检仪器PRT24M型农药残留速测仪
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:PRT24M
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

产品详情

PRT24M型农药残留速测仪能自动判断仪器通道内是否是放有检测的样品，仪器会通过内部的顺序控制，依次对通道内的样品进行检测，检测的主要方式是通过光照与特定的参照物酶试剂的对比同等条件下的样品的反应来进行分析，样品中的农药残留是否是符合我们饮食健康标准的，PRT24M型农药残留速测仪检测的准确度是非常高的，技术参数中的抑制率测量范围是0-100%就表明了，仪器是不可能漏过任何一个农药残留超标的问题样品的。

PRT24M型农药残留速测仪的基本参数：

- 1、光源波长：410 ± 2nm
- 2、波长重复性：± 1.5 nm
- 3、透射比准确度：± 0.3 % T
- 4、透射比重复性：± 0.5 % T
- 5、抑制率测量范围：0 ~ 100%

PRT24M型农药残留速测仪是自带的打印机，每次检测结束能自动将检测结果打印出纸质版的数据结果，检测的时间也很快，三分钟即可出检测结果，大大的提升了检测工作的效率，也方便了检测操作人员的工作程序，给食品安全检测工作带来了许多便捷，也为食品安全快检室的发展和建立提供了保障。PRT24M型农药残留速测仪在操作过程中每一步都会有提示音，为操作带来许多便利。

- 6、农药检出线：0.1 ~ 5mg/kg
- 7、波长准确度：± 2nm

8、测光方式：t%(%)、a、r%

9、光度范围：0% ~ 200% (-0.301a ~ 3.000a)

10、使用环境：温度：5 ~45 ;湿度： 85%

11、电源电压：交流200~240V，50Hz

PRT24M型农药残留速测仪用来检测的光源是原装的进口的无热固态光源，这种光源最大的优点就是性能稳定，不会随着即时环境的变化而影响检测的结果，而且这种光源的精确度高，大大的减少了失误的概率，并且光源是可以进行控制和调控的，这就可以随着检测样品的变化而进行调节，这样在很大程度上延长了仪器的使用寿命，PRT24M型农药残留速测仪可以依据行业标准进行检测，也可以依据国家标准进行检测，仪器是具备大容量存储设备的，能够储存多条检测数据，也能够随时查询曾经检测过的历史数据，根据检测时间或者检测顺序，都可以进行查询。