

红泰昌TC-2017B足浴机 足浴盆 气血循环

产品名称	红泰昌TC-2017B足浴机 足浴盆 气血循环
公司名称	包头市乐康医疗器械有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:泰昌 型号:TC-2017B 产地:上海
公司地址	内蒙古自治区包头市昆区乌兰道32号九州天骄商住楼-101
联系电话	15334729106 15848606056

产品详情

品牌	泰昌	型号	TC-2017B
产地	上海	额定功率	800 (W)
额定电压	220 (V)	箱装数量	4 (台)
产品类别	足浴盆		

脚部是人体经络汇聚的地方之一，关于红泰昌足浴盆价格~红泰昌足浴盆~ 红泰昌足浴盆官网,人体各器官均在脚部有特定的反射区，足部反射按摩疗法是中华医学的宝贵遗产，有着3000多年的传统历史，它通过刺激人体各器官在双足中相对应的穴位，产生神经反射，激活感应器官的红泰昌足浴盆价格~红泰昌足浴盆~ 红泰昌足浴盆官网功能，增强血液循环、调节内分泌失调、平衡血压。

2010足浴盆排行

睡前温水足浴，前后宜喝菊花茶和金银花或白开水（500ml）先饮水一杯，后取荐康足浴液10ml左右倒入足浴盆中，水温以42°--50°之间为宜（保持水温，脚始终感到微微发烫），浸泡搓洗足部25—30分钟左右即可，额头背部发热微汗为佳，足浴后，配合足底按摩效果更佳。调整身体失衡的状态，舒缓全身紧张，达到防病治病红泰昌足浴盆价格~红泰昌足浴盆~红泰昌足浴盆官网的效果，有自我保健和延年益寿之功效。在用的过程中可以配一些中药熬成汁倒在水里一起泡。效果不错足浴使用指导：水温达到37度左右的时候，将脚放入水中，然后让浴水逐渐加热至42度左右即可保持水温，浴足时水通常要掩过踝部，且要常搓动，浴足时间不要少于30分钟，40分钟较适宜，这是普通热浴足方法。还有重红泰昌足浴盆价格~红泰昌足浴盆~红泰昌足浴盆官网要热浴足方法：根据使用者的需要，每次足浴前先在水里放入煎煮过的药液，然后按普通热浴足的方法进行。每天坚持“热水足浴”，舒筋通络，和气活血，调节和平衡人体分泌，舒展紧张神经，活跃末梢神经，延缓人体衰老，更有效预防人体各种血管疾病。