

散装医用酒精 dada 液体

产品名称	散装医用酒精 dada 液体
公司名称	北京天豪兰特科技开发有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	型号:dada 状态:液体 产地/产商:北化四
公司地址	北京市房山区阎村镇大董村西区52号
联系电话	15810113967

产品详情

型号	dada	状态	液体
产地/产商	北化四	规格	医药级
含量	95 (%)	密度	0.8 (g/cm3)
执行质量标准	jb00007	包装规格	桶装
CAS	dada		

厂家直销，北京市内免费送货。

工业酒精和食用酒精的区别主要是几点：1、来源不同。食用酒精来源于粮食或农作物，以谷物、薯类、糖蜜为原料，经发酵，蒸馏而制成的含水酒精，即食品工业专用的食用酒精。工业酒精主要来源为化工产品。2、标准不同3、用途不同。食用酒精用于食品及药品，而工业酒精用于工业化工如化学合成、汽油乙醇等。【食用酒精标准gb10343—2002】项目 特级 优级 普通级 色度/号 10 乙醇/% (体积分数) 96.0 95.5 95.0 硫酸试验/号 5 10 60 氧化时间/min 40 30 20 醛 (以乙醛计) /mg/l 1 3 30 甲醇/mg/l 2 50 150 正丙醇/mg/l 2 35 100 异丁醇 + 异戊醇/mg/l 1 2 30 酸 (以乙酸计) /mg/l 7 10 20 酯 (以乙酸乙酯计) /mg/l 10 18 25 不挥发物/mg/l 10 20 25 重金属 (以pb计) /mg/l 1 工业酒精质量标准：gb/t394.1-94 项目 指标 优等品 一等品 外观 无色透明液体 无色透明液体 无色透明液体 乙醇 (20) % (v/v) 96.0 95.5 硫酸试验号 10 80 氧化试验，分 30 15 醛 (以乙醛计) g/100ml 0.0005 0.003 杂醇油 (以异丁醇异戊醇计) g/100ml 0.001 0.008 甲醇g/100ml 0.08 0.12 酸 (以乙酸计) g/100ml 0.001 0.002 酯 (以乙酸乙酯计) g/100ml 0.003 0.004 不挥发物g/100ml 0.002 0.0025 酒精灯中的乙醇多数是工业酒精。当然食用酒精也可以用。