

透析袋使用方法_透析_威海华诚医疗多图

产品名称	透析袋使用方法_透析_威海华诚医疗多图
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:XL1720
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

目前大多使用膜式反渗透机，各种离子无法通过反渗透膜，利用高压透过来的水便成为高纯度的稀释水，能有效地排除水中溶解的无机物质、有机物、细菌、致热源物质和颗粒，分子量大于200d的物质均不能通过该膜，反渗透装置是水处理的关键部分，常用的反渗透膜为醋酸纤维素膜、聚酰胺膜和聚砜纤维合成膜，微孔直径接近200nm。

利用半渗透膜两侧溶质浓度差，经渗透、弥散与超滤作用，达到清除代谢产物及毒性物质，纠正水、电解质紊乱以达到治疗的目的。血液透析机主要是用于慢性肾功能衰竭患者维持生命的治疗设备，也是急性肾功能衰竭、高血容量引起的急性左心衰和肺水肿、重度药物和药物中毒等必须的急救医疗设备。

气进入透析系统。上述各部件组成了透析机的水路和血路，他们在计算机系统的控制和监测下联合运转、协调工作，从而保证了血液透析体外循环的稳定。1.2血液透析机水处理辅助装置
水处理包括滤过（机械性、活性炭、除铁）、软化、去离子和反渗透等方法。