

JH20-1B型生理胆红素测定仪

产品名称	JH20-1B型生理胆红素测定仪
公司名称	上海爱宝医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: JH20-1B型生理胆红素测定仪 型号: JH20-1B型生理胆红素测定仪
公司地址	上海市宝山区长逸路15号B栋802室
联系电话	021-66187055 18930581035

产品详情

JH20-1B型生理胆红素测定仪

检测方法 蓝、绿光比较

显示方法 LED三位数显（小数点后一位）

读取方法 通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值

平均值计算 无

测量误差 $0 \sim 15 \pm 1$

$16 \sim 25 \pm 1.5$

光源 氙闪光灯

电源 4.8伏镍氢电池组

开启准备时间 小于10秒

充电器 输入220伏50赫兹，输出6伏0.3安培

校验盘 对白色屏显示0.0或0.1，对黄色屏显示 20.0 ± 1

重量 约245g

体积 163mm × 66mm × 37mm

上海爱宝医疗器械，价格低，型号齐.

公司地址：中国 上海市宝山区长逸路15号复旦软件园B幢812室