

# 安博仪器食品快检PRT5B型便携式农药残留速测仪

产品名称	安博仪器食品快检PRT5B型便携式农药残留速测仪
公司名称	山东安博仪器股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山东安博 型号:PRT5B
公司地址	潍坊高新区玉清东街13426号第二加速器2号楼第五层
联系电话	18863641961

## 产品详情

安博仪器食品快检PRT5B型便携式农药残留速测仪优点：

- 1.依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测；
- 2.乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测；
- 3.微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器；
- 4.大容量存储器，能存储35000条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据；
- 5.配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果；
- 6.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命；
- 7.智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果；
- 8.特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警；
- 9.操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上；
- 10.彩色LCD大屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能；
- 11.单列式暗盒设计，操作方便，可同时测5个样品；
- 12.国际流行专用PP合金塑料手提箱，重量轻，耐高、低温，防水、抗压、防震、防腐蚀，能适应-40 -1

02 的环境，给予仪器最好的保护；

13.可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）

14.内置大容量充电电池，可以在掉电后工作4小时以上，同时，仪器可配汽车电源接口，置于流动检测车上使用；（选配）

15.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。（选配）

PRT5B型便携式农药残留速测仪技术参数：

- 1、光源波长：410 ± 2nm
- 2、波长重复性：± 1.5 nm
- 3、透射比准确度：± 0.3 % T
- 4、透射比重复性：± 0.5 % T
- 5、抑制率测量范围：0 ~ 100%
- 6、农药检出线：0.1 ~ 5mg/kg
- 7、波长准确度：± 2nm
- 8、测光方式：t%(%)、a、r%
- 9、光度范围：0% ~ 200% (-0.301a ~ 3.000a)
- 10、使用环境：温度：5 ~ 45 ;湿度：85%
- 11、电源电压：交流200~240V，50Hz

便携式农药残留速测仪是主要用于蔬菜、水果等农药残留含量的检测，特别适用于农业基地和专业户采摘前的速测；农贸批发市场、蔬菜配送中心的现场速测；超市、食堂等加工前速测。本仪器还用于农产品无公害质量监督检测中心、工商部门、卫生防疫站等机构对蔬菜和水果中的农药残留进行检测及控制。