

石油产品运动粘度测定仪GBT265

产品名称	石油产品运动粘度测定仪GBT265
公司名称	长沙富兰德实验分析仪器有限公司
价格	480.00/套
规格参数	品牌:长沙富兰德 型号:FDT-0431
公司地址	湖南长沙望城县长沙高新开发区汇智中路169号 金导园一期工业厂房A区6栋4层401号
联系电话	0731-88863596 13574869520

产品详情

适用范围

石油产品运动测定仪按国家标准gb/t265规定设计制造的，用于测定液体石油产品运动粘度。液晶屏幕中文显示，人机对话界面，对预置温度、试验时间等参数菜单提示式输入，外型设计美观，是国内推出新型仪器。

功能特点

- 1、液晶屏幕中文显示，人机对话界面，对预置温度、试验时间等参数，菜单提示式输入
- 2、执行元件采用先进的ssr，其特点无触点，无动作噪声，无火花，耐振动，长寿命。
- 3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作，耐腐蚀耐用。
- 4、自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积；控温精度高，准确度好。
- 5、引进美国进口xecom数据处理芯片，对数据进行快速精确的处理
- 6、采用双缸设计，更好的隔热和保护措施

7、自动读秒功能，自动计算结果

技术参数

- 1、控温设置：室温 ~ 100
- 2、样品数量：2管
- 3、恒温精度：±0.1
- 4、显示方式：液晶显示
- 5、结果处理：自动计算结果
- 6、读秒方式：自动读秒
- 7、加热器功率：1000w
- 8、工作电源：220v ± 10% 50hz
- 9、环境温度：室温 ~ 35
- 10、重量：25kg