

供应胃镜检查包

产品名称	供应胃镜检查包
公司名称	泰州市泰达医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泰朗
公司地址	泰州市高港区胡庄镇兴达路2号
联系电话	0523-89551919 13901437771

产品详情

一、产品性能结构及组成：

一次性使用胃镜检查包的基本配置为咬口、薄膜手套或橡胶检查手套，选配为镊子、敷料巾、治疗巾、棉球、纸巾、托盘等。经环氧乙烷灭菌，无菌。二、规格型号：见合格证。

三、适用范围：供临床胃镜检查时用。四、使用方法：1、根据临床需要，选择适合的规格型号产品；2、从启口处撕开，取出无菌的内包，放置于工作台中央；3、戴上手套，根据需要进行操作。

五、注意事项：1、本品限一次性使用，用后销毁；2、本口已经灭菌，有效期两年；

3、单包装破损，禁止使用；4、使用时请注意封口处生产批号，逾期不得使用；

5、应贮存在相对湿度不大于80%，通风良好，无腐蚀性物体的室内。