

# KH200- 医用诊断X射线机

产品名称	KH200- 医用诊断X射线机
公司名称	濮阳市沪康医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪康医疗设备 型号:KH200- 医用诊断X射线机
公司地址	河南省濮阳市华龙区玉门路
联系电话	13639681080

## 产品详情

kh200- 医用诊断x射线机

主要技术参数：

- 1、电源：380v或220v 50hz 允许内阻0.9 （380v）或0.3 （220v）
- 2、透视：40-110kv 0.5-5ma连续可调，
- 3、摄影：管电压 40-120kv连续可调，管电流 25-200ma  
共5挡。时间：0.04-6.3s共23挡
- 4、诊断床装有活动滤线器及点片摄影装置，点片尺寸为：

曝光次数		一次曝光	二次曝光	四次曝光
暗盒尺寸	127mm × 178 mm ( 5 " × 7 " )	横、竖		
	203mm × 254 mm ( 8 " × 10 " )	横、竖	横	

	254mm × 305mm ( 11 " × 12 " )	横、竖	竖		
	280mm × 356 mm ( 11 " × 14 " )	横	横		
点片定位档 柱按下位置		00x00	00x0x	x0x00	xx0xx

注一：四次曝光时，系将127mm × 356 mm ( 5 " × 14 " ) 胶片放到280mm × 356 mm ( 11 " × 14 " ) 胶片暗匣的中心。

注二：“×”表示按下的点片定位档柱。

5、机器还可选购带有30°-60°摆角的水平移动纵体层装置。

6、输出功率：

连续方式： $p=0.74 \times 90kv \times 5ma = 0.33kw$

间歇方式： $p=0.74 \times 90kv \times 200ma = 13.32kw$ (大焦点)

$p=0.74 \times 100kv \times 30ma = 2.22kw$ (小焦点)

7、标称电功率

$p=0.74 \times 100kv \times 100ma = 7.4kw$ (大焦点)

$p=0.74 \times 100kv \times 30ma = 2.22kw$ (小焦点)

8、基准电流时间积：

大焦点：70kv 50 ma 0.15s

100kv 50 ma 0.1s

小焦点：70kv 30 ma 0.15s

100kv 30 ma 0.1s

9、额定使用条件：

诊断方式	焦点尺寸mm <sup>2</sup>	管电流ma	管电压kv	曝光时间s	毫安秒mas

摄影	2.0 × 2.0	200	90	0.05-1.0	10-200
			80	0.05-1.5	10-300
		150	95	0.05-2.0	7.5-300
			90	0.05-2.5	7.5-370
		100	100	0.05-3.0	5-300
			90	0.05-5.0	5-500
		50	100	0.05-6.0	2.5-300
		1.0 × 1.0	30	100	0.05-6.0
透视	1.0 × 1.0	70kv、3ma连续使用			