

“嘉美康”高电位新款ND-10000型四孔机

产品名称	“嘉美康”高电位新款ND-10000型四孔机
公司名称	广州南都电子科技有限公司
价格	12000.00/1台
规格参数	品牌:嘉美康 型号:ND-10000
公司地址	广州市白云区广州大道北白灰场南路1号京隆大厦903-1
联系电话	020-87248836 13632213259

产品详情

嘉美康致力于低、中频高电位治疗仪的研制开发，新款ND-10000型高电位治疗仪是在2013款嘉美康型机基础上研制推出的（加强型）产品。通过高压变频技术的日趋成熟使该款治疗仪在工作中输出功率更稳定，电流能耗更低，同时新增遥控功能，在技术完善方面更上一层楼。

四大功能：

高电位 高周波 睡眠 局导

高电位：

- 1、通3600次/分振动，净化血液，软化血管，清血排毒。
- 2、提高细胞膜间的通透性，使血液中的钠离子和钙离子的碱性增强。
- 3、更好中和囤积在血液中的乳酸，酮体等物质。
- 4、调整血液PH值，使PH值保持在7.35~7.45之间。

5、静态运动，做10分钟凸显疗相当于1小时慢步运动。

高周波：

- 1、通过每秒75000次的波动，主要是活化细胞，安定神经，提高人体免疫力。
- 2、将大量的负离子带给细胞，增强膜电位，活化细胞，修复细胞膜病理电位，使细胞保持极化状态。
- 3、兴奋副交感神经，调节植物神经紊乱。
- 4、活化丙种球蛋白，增强机体免疫力，提高人体自然治愈力。
- 5、消炎、镇痛、镇静、安眠，促进伤口愈合，消除皮肤过敏，使皮肤更有弹性，更有光泽。

睡眠：

自动每分钟循环于人体，在睡眠状态中使用，主要作用有：

- 1、加速血液循环，促进代谢，改善营养善状况。
- 2、降低大脑皮层兴奋性，加强抑制过程，调节神经作用。
- 3、提高肾脏功能，增强尿的过滤作用，具有镇静、安眠作用。

“局导”功能

局导

电场能量作用于局部，兴奋粗神经纤维，抑制细神经纤维，促使内源样物质（MLF）释放，止痒、镇痛，改善病变部位组织的营养和代谢，促进溃疡创面愈合，使局部病灶在较短的时间内得到改善或消除；由于刺激表皮经穴，所以有很强的活血化瘀、舒经活络、消肿止痛的功效。利用火花放电产生的臭氧，杀菌消炎。

本机荣誉：

- 1、通过广州军区总医院、第一军医大学附属南方医院、深圳医院、广东省人民医院等多个三级甲等医院临床检验。
- 2、通过广东省医疗器械产品质量监督检验。
- 3、通过国家食品药品监督管理局三类医疗器械认证
- 4、通过ISO13485:2003医疗器械质量体系认证。

主要技术参数：

电源电压：220V / 50Hz

输出频率：50Hz ± 2Hz

电 流： 0.1MA

功 率： 35VA

输出低中频电压： 10KV

输出时间：最低设置5分钟，最高设置90分钟。

重 量：7.5KG/台。

使用寿命：15 ~ 20年。

机器特点：

工作时间设置：最低5分钟，每加减一次为5分钟，最高设置90分钟；

智能识别选择工作模式；

全智能自动记忆系统；

高电位自动循环系统；

高周波自动循环系统；

局导功能;

彩色荧光显示，亮度感应功能；

可供4-5人同时使用。

配件

电源线 高压导波线 导波座垫 绝缘手柄

点穴器 局部加强滚轮 齿状疏导器 遥控机