

半自动顶空进样器

产品名称	半自动顶空进样器
公司名称	上海捷析仪器有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:上海捷析 型号:JX-620
公司地址	上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号1幢627室
联系电话	021-51097376 15502172857

产品详情

JX-620半自动顶空进样器

顶空进样技术是气相色谱法中一种方便、快捷的样品前处理方法，其原理是将待测样品置入一密闭的容器中，通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来，在气液（或气固）两相中达到平衡，直接抽取顶部气体进行色谱分析。顶空气相色谱法只将挥发和半挥发的组分引入柱子，可避免非挥发性的物质对系统的污染，样品处理简便，分析效率高。JX-620半自动顶空进样器应用范围：

法庭科学：血、尿中醇、醛、酮等挥发性毒物的检验

交通安全：车辆驾驶人员饮酒及醉酒驾车时血液中酒精含量值的检验

酿酒食品行业：啤酒中低沸点香味成分的测定；浸出油中的6#溶剂残留量的检测

环境保护：如江、河、湖等地表水及自来水中挥发性卤代烃的测定 制药行业：药品中的残留溶剂的检测

材料控制：饮料瓶中乙醛残留量的检测 JX-620半自动顶空进样器产品特点：

- 1.可加热的气密针套，确保样品无稀释、无冷凝
- 2.灵敏度高，重现性佳
- 3.最多可同时加热六个样品，效率高
- 4.多种规格的顶空瓶

性能指标

- 1.控温范围：室温+5 -100
- 2.进样体积：最大2.5ml
- 3.控温精度：±0.5
- 4.顶空瓶规格(最多可放置6个)：2，10，20ml(可选)
- 5.从25 至70 的稳定时间：8分钟(1ml气密针和6个20ml空瓶)