

BMD-A5超声骨密度检测仪

产品名称	BMD-A5超声骨密度检测仪
公司名称	濮阳市沪康医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪康医疗设备 型号:BMD-A5超声骨密度检测仪
公司地址	河南省濮阳市华龙区玉门路
联系电话	13639681080

产品详情

BMD-A5超声骨密度检测仪

技术参数：

全干式技术，诊断扫查更加方便

超声探头采用美国杜邦技术，使得探头接收灵敏度更高，接收信号更好

应用测量部位匹配度更好的超声频率，穿透性更好，有效信号更强

应用超声轴向传导技术，双发双收模式，多向自相关技术，使得有效数据密度更大

拥有创新型算法，有效去除杂波和干扰信号，更好捕捉有效数据

具有独特的矫正系统，有效矫正系统误差，使得测量结果更加准确

探头接入：高屏蔽多点接入方式，保证超声信号无损传输

拥有多人种临床数据库包括：欧洲，美洲，亚洲，中国人种，WHO国际兼容，可以测量0-100岁人群

全中文菜单，操作简单，方便，快捷

国内首家通过电磁兼容EMC检测产品，产品品质更加稳定、可靠

性能参数：

测量部位：桡骨远端1/3处，胫骨中端

测量方式：双发双收

测量参数：轴向骨传播声速(SOS)M/S

分析数据：T值、Z值，同龄百分比，骨强度指数（STI/BQI），预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）

测量精度：0.1%

测量时间：单周期<25秒

探头频率：1.20MHz，美国杜邦技术

数据分析：BMD-A5专用智能实时数据分析系统

温度质控：有机玻璃试样，温度条形指示

日常校准：开机自动校准，日常不需要，简单方便

默认中国人群，可测量0-100岁人群（儿童年龄段：0-12岁，青少年年龄段12-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段20-100岁，只要输入年龄自动识别）

报告样式：彩色漂亮报告

设备主机：原装戴尔商务计算机，保证信号实时处理与分析

显示器：戴尔原装20吋高清彩色显示器

推车设计，豪华美观、使用方便

进液防护：整机防水等级IPX0，探头防水等级IPX7

环境试验符合：GB/T14710-2009要求

电磁兼容试验符合：YY0505-2012要求

安全试验符合：GB9706.1-2007、GB9706.9-2008、GB9706.15-2008要求

行业标准符合：YY077-2010要求

电源电压：AC220V ± 10%,50Hz ± 1Hz

输入功率： 200VA

打印机为选配件