

木垒哈萨克低温恒温反应浴大研仪器低温恒温反应浴功

产品名称	木垒哈萨克低温恒温反应浴大研仪器低温恒温反应浴功
公司名称	巩义市河洛大研仪器厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:大研仪器 型号:CA1162
公司地址	郑州市巩义英峪园业区
联系电话	0371-64287999 13838328465

产品详情

领域。需要使用水冷的各种设备。

产品特点：

节约能源——在夏季和高环境温度下，冷却水可在系统回路中循环使用，节约大量的水资源。

效率更高——一台循环水设备可同时满足多台外部设备的冷却需求，持续提供低温恒温水源，适用于冷凝实验。

控温精度——PID控温技术，内置PT100传感器、控温精度高，温度数字显示，操作直观

安全性高 具有自我诊断功能；冷冻机过载保护等多种安全保障功能。

低温不冻液配比

A乙二醇水溶液：乙二醇/水 55/45（-30）、70/30（-40）

B丙三醇水溶液：丙三醇/水 70/30

（-30）使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求：1.乙二醇水溶液：P20=1079kg/m³
（-30）（-40）2.丙三醇水溶液：P20=1182.6kg/m³
（-30）不冻液用水代替时，其温度必须在0 以上。

三、使用说明

1、打开水槽上的活动盖，根据实验程度要求，倒入适量的介质（不得少于加气位置，不得高于槽边2厘米处。

2、将循环水泵口用橡胶保温管连接到需恒温的实验仪器设备上（进出液口对应应连接），接口处不得有渗漏，并且管路尽可能短一些，减少阻力。