

中江县低温恒温反应浴大研仪器低温恒温反应浴售后

产品名称	中江县低温恒温反应浴大研仪器低温恒温反应浴售后
公司名称	巩义市河洛大研仪器厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:大研仪器 型号:KL1792
公司地址	郑州市巩义英峪园业区
联系电话	0371-64287999 13838328465

产品详情

特别注意！

1、20L-80 ° C为三相电源，电压380V-400V50Hz,且保证接线正确。

领域。需要使用水冷的各种设备。

产品特点：

节约能源——在夏季和高环境温度下，冷却水可在系统回路中循环使用，节约大量的水资源。

效率更高——一台循环水设备可同时满足多台外部设备的冷却需求，持续提供低温恒温水源，适用于冷凝实验。

控温精度——PID控温技术，内置PT100传感器、控温精度高，温度数字显示，操作直观

安全性高 具有自我诊断功能；冷冻机过载保护等多种安全保障功能。

低温不冻液配比

A乙二醇水溶液：乙二醇/水 55/45（-30）、70/30（-40）

B丙三醇水溶液：丙三醇/水 70/30

（-30）使用中需经常检查低温不冻液的密度使其满足如下要求：1.乙二醇水溶液：P20=1079kg/m3
（-30）（-40）2.丙三醇水溶液：P20=1182.6kg/m3

(- 30) 不冻液用水代替时，其温度必须在0 以上。

低温恒温反应浴可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器，磁力搅拌器工作时，可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动，以达到低温浴槽内温度更均匀，温度控制效果，同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动，使受试溶液温度更均匀，反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵，实现低温冷却液循环泵的效果，达到一机多用的目的。

根据反应浴槽大小分为：5L、10L、20L、30L、40L、50L、80L、100L

每种容量又按温度分为：-5 、-10 、-20 、-30 、-40 、-80 、-120 几种，具体规格见下表

功能扩展