

一次性刀夹单触式切片机用 130AE石蜡冷冻切片

产品名称	一次性刀夹单触式切片机用 130AE石蜡冷冻切片
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:130AE
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

产品详情

病理耗材一次性刀夹单触式切片机用基本信息：

一次性刀夹单触式切片机用由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

羽毛130AE

名称：	一次性刀夹单触式切片机用
编号：	P183—130AE
类别：	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹

一次性刀夹单触式切片机用详细信息：

包装：包装——

规格：130AE

一次性刀夹单触式切片机用途有哪些：目录分类切片机配件

如何存储一次性刀夹单触式切片机用：贮存常温

一次性刀夹单触式切片机用同类病理耗材：

胰蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
APES	免疫组化	10ml
24片装塑料载玻片染色架	染色架与染色缸	24片
HE染色液试剂盒	色素染色	500ml*2
樱花冷冻切片机20mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
方格孔无盖包埋盒	组织包埋盒	通用
美国包埋盒塑料记号笔	记号笔	常规
脂肪染色液(苏丹111染色液)	脂类染色	120片/套
Thermo珊瑚MX35	病理切片一次性刀片	MX35超优型
ULATRA超优型一次性窄刀,MX35超优型		
华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
连体前开盖包埋盒，条形孔可折断	组织包埋盒	通用
盖玻片经济型20*20	盖玻片	经济型
条形孔可折断式包埋盒	组织包埋盒	通用
不锈钢脱水盒盖	组织包埋盒	通用
圆形玻璃标本染色缸12*15cm	染色架与染色缸	50-60片
酸性磷酸酶(ACP)染色液5×30ml	骨髓细胞染色	5×30ml
40片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	40片
冷冻头40mm徠卡	冷冻切片机用冷冻头	通用
普鲁士蓝铁染色液	色素染色	50*2
胶原纤维染色(V.G染色液)	结缔染色	50ml*4
Thermo珊瑚MX35	病理切片一次性刀片	MX35+优加型
Premier+优加型一次性窄刀片,MX35+优加型		
冷冻切片机国产冷冻头40mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
抗体稀释液(进口分装)	免疫组化	100ml
7107P免清洗载玻片(单头双面磨砂)	载玻片	标准级
脱蜡修复液(EDTA pH8.0 20×)	免疫组化	200ml
带标签袋站式标本袋140*230mm	标本袋标本瓶	小号
冷冻头65mm美康	冷冻切片机用冷冻头	通用
40mm冷冻头樱花冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
50*50mm冷冻头珊瑚冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
日本羽毛牌病理切片机一次性刀片S35	病理切片一次性刀片	S35
切片用捞片毛笔	捞片毛笔	常规
24片装塑料载玻片染色架	染色架与染色缸	24片
基底膜银染色液(改良的六胺银法)	脂类染色	120片/套

单触式切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	130AE
Thermo珊瑚顿HP35一次性宽刀片,HP35	病理切片一次性刀片	HP35
冷冻切片机徠卡冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
60mm冷冻头美康冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
冷冻切片机徠卡冷冻头30mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
不锈钢组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
胃幽门螺杆菌双色染色液	微生物染色	120片
6格穿刺活检用包埋盒	组织包埋盒	通用
AB-PAS肠化生粘液染色液-AB	碳水染色	120片
铝合金组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
条形孔无盖组织包埋盒	组织包埋盒	通用
7103P免清洗载玻片(单凹)	载玻片	标准级
钻石记号笔刻字笔	记号笔	常规
胃幽门螺杆菌Leung-Gibbon氏染色液	微生物染色	120片
华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
HP螺旋杆菌染色液	微生物染色	50*6
革兰氏染色液	碳水染色	50*4
7105P标准级载玻片	载玻片	标准级
胃蛋白酶消化液(水剂,工作液)-3ml	免疫组化	3ml
40mm冷冻头樱花冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
伊红Y染色液(醇溶性)	色素染色	500ml
HistoplastPE石蜡	切片石蜡	熔点56 -57
TypeH石蜡	切片石蜡	熔点55 -57
胃幽门螺杆菌Leung-Gibbon氏染色液	微生物染色	120片
免疫组化笔	免疫组化笔	大支
AP-Red Substrate Kit-60ml	免疫组化	60ml
铝合金组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
樱花冷冻切片机冷冻头30mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
樱花冷冻切片机20mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
普鲁士蓝铁染色液	色素染色	50*2
HP螺旋杆菌染色液	微生物染色	50*6

更多一次性刀夹单触式切片机用信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：一次性刀夹单触式切片机用 石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹
130AE石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹