

冷冻切片机25mm冷冻头 通用冷冻切片机用冷冻头

产品名称	冷冻切片机25mm冷冻头 通用冷冻切片机用冷冻头
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:通用
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

产品详情

病理耗材冷冻切片机25mm冷冻头基本信息：

冷冻切片机25mm冷冻头由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

用于冷冻切片机

名称：	冷冻切片机25mm冷冻头
编号：	P181a
类别：	冷冻切片机用冷冻头

冷冻切片机25mm冷冻头详细信息：

包装：包装5个/包

规格：通用

冷冻切片机25mm冷冻头用途有哪些：目录分类切片机配件

如何存储冷冻切片机25mm冷冻头：贮存常温

冷冻切片机25mm冷冻头同类病理耗材：

9308W , Premiere®免疫组化玻片	载玻片	电化载玻片
防漏标本杯	标本袋标本瓶	100毫升
莱卡石蜡切片机包埋盒夹头, 夹包埋盒	夹头	通用
50*50mm冷冻头珊顿冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
鳞片状切片石蜡, 58-60度, 60-62, 62-64度	切片石蜡	1kg
樱花冷冻头55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
PTAH染色液	结缔染色	50ml*3
含铁血黄素染色液(普鲁士兰)	脂类染色	120片/套
带刻度取材刀柄, 进口, 适用窄刀片	取材刀柄	通用
DAB Kit-A:30ml ; B:1.5ml	免疫组化	A:30ml ; B:1.5ml
国产冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
40mm冷冻头樱花冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
过碘酸-雪夫 (PAS) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 32ml
-丁酸萘酚酯酶 (-NBE) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
冷冻头65mm美康	冷冻切片机用冷冻头	通用
基底膜银染色液 (改良的六胺银法)	脂类染色	120片/套
带标签袋站式标本袋200*300mm	标本袋标本瓶	大号
胶原纤维染色 (V.G染色液)	结缔染色	50ml*4
60片装玻璃染色缸	染色架与染色缸	60片
Thermo珊顿MX35	病理切片一次性刀片	MX35+优加型
Premier+优加型一次性窄刀片,MX35+优加型		
100片装木质载玻片存储盒, 木质	载玻片存放	100片
30片盖玻片染色架	染色架与染色缸	30片
樱花石蜡切片机包埋盒夹头, 夹包埋盒	夹头	通用
Thermo珊顿HP35超优型一次性宽刀片,HP35超优型	病理切片一次性刀片	HP35超优型
PTAH染色液	结缔染色	50ml*3
徕卡冷冻头50mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
100片装载玻片存储盒, 塑料	载玻片存放	100片
胶原纤维染色 (V.G染色液)	结缔染色	50ml*4
圆孔无盖塑料组织包埋盒	组织包埋盒	通用
冷冻头55mm国产	冷冻切片机用冷冻头	通用
脂肪染色液(苏丹111染色液)	脂类染色	120片/套

轮转切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	130A
上海华灵牌切片石蜡，颗粒状	切片石蜡	1kg/袋
珊顿冷冻切片机用冷冻头15X15、25X25、30X30、40X40、50X50、55X55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
Thermo珊顿MX35 Premier优型一次性窄刀片,MX35优型	病理切片一次性刀片	MX35优型
铁（IS）染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
徕卡冷冻切片机用冷冻头15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
-醋酸萘酚酯酶（-NAE）染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
连体前开盖包埋盒，条形孔可折断	组织包埋盒	通用
APES	免疫组化	10ml
纤维素染色液	脂类染色	120片/套
国产冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
封闭用正常山羊血清（原液）	免疫组化	10ml
60mm冷冻头美康冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
-醋酸萘酚酯酶（-NAE）染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
前开盖小组织包埋盒，细方格孔	组织包埋盒	通用
50片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	50片
弹力纤维染色液	结缔染色	50ml*4
过碘酸-雪夫（PAS）染色液	骨髓细胞染色	5 × 32ml
方格孔可折断式包埋盒	组织包埋盒	通用
Thermo珊顿MX35 ULATRA超优型一次性窄刀,MX35超优型	病理切片一次性刀片	MX35超优型
冷冻切片机美康冷冻头50mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
Mallory磷钨酸苏木素染色液	结缔染色	120片/套
免疫组化粘附载玻片	载玻片	通用
防烫手不锈钢包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
30片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	30片
冷冻头65mm美康	冷冻切片机用冷冻头	通用
40mm冷冻头樱花冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
伊红Y染色液（水溶性）	色素染色	500ml
硬组织专用组织包埋框	组织包埋盒	通用
-醋酸萘酚酯酶（-NAE）染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
徕卡冷冻切片机15mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
不锈钢组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
Thermo珊顿HP35超优型一次性宽刀片,HP35超优型	病理切片一次性刀片	HP35超优型

更多冷冻切片机25mm冷冻头信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：冷冻切片机25mm冷冻头 冷冻切片机用冷冻头 通用冷冻切片机用冷冻头