

## 胃蛋白酶消化液 3ml免疫组化

产品名称	胃蛋白酶消化液 3ml免疫组化
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:3ml
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

## 产品详情

病理耗材胃蛋白酶消化液基本信息：

胃蛋白酶消化液由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

暂无描述

名称：	胃蛋白酶消化液
编号：	P114
类别：	免疫组化

胃蛋白酶消化液详细信息：

包装：包装——

规格：3ml

胃蛋白酶消化液用途有哪些：目录分类免疫组化试剂

如何存储胃蛋白酶消化液：贮存零下20

胃蛋白酶消化液同类病理耗材：

冷冻头40mm徕卡	冷冻切片机用冷冻头	通用
免疫组化粘附载玻片	载玻片	通用
苏丹III染色液	神经染色	50ml*3
带标签袋站式标本袋110*170mm	标本袋标本瓶	特小号
珊瑚冷冻切片机用冷冻头15X15、25X25、30X30、40X40、50X50、55X55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
淀粉样物质染色液	碳水染色	50*5
盖玻片标准型24*60	盖玻片	标准级
巴氏染色液	细胞染色	500*2
硬组织专用组织包埋框	组织包埋盒	通用
苏木素染色液	色素染色	500ml
盖玻片标准型22*22	盖玻片	标准级
革兰氏染色液	碳水染色	50*4
钻石记号笔刻字笔	记号笔	常规
酸性磷酸酶（ACP）染色液 5 × 30ml	骨髓细胞染色	5 × 30ml
盖玻片经济型20*20	盖玻片	经济型
AB-PAS肠化生粘液染色液-AB	碳水染色	120片
樱花冷冻头55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
修复盒/染色缸组	修复盒	染色架12个
加强型铝合金包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
环保封片胶	封片剂	50ml
德国徕卡Leica O.C.T冰冻切片包埋剂	冷冻包埋剂（OCT）	125ml/支
网纤染色液	结缔染色	120片
35mm冷冻头徕卡冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
大组织连体带盖包埋盒	组织包埋盒	通用
APES	免疫组化	10ml
盖玻片标准型24*32	盖玻片	标准级
盖玻片经济型14*14	盖玻片	经济型
改良碱性刚果红染色液（Freudenthal氏）	脂类染色	120片/套
过氧化物酶（POX）染色液	骨髓细胞染色	5 × 5ml
纤维素染色液	脂类染色	120片/套
条形孔无盖组织包埋盒	组织包埋盒	通用
Mallory磷钨酸苏木素染色液	结缔染色	120片/套
AB-PAS肠化生粘液染色液-AB	碳水染色	120片
盖玻片经济型10*10	盖玻片	经济型

六胺银染色液	基底膜显色	50*6
7105P标准级载玻片	载玻片	标准级
油红O染色液	脂类染色	50ml*3
冷冻切片机国产冷冻头40mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
莱卡石蜡切片机包埋盒夹头，进口，夹包埋盒	夹头	通用
美国徕卡鳞片状切片石蜡ParaplastRegular	切片石蜡	1kg/袋
40片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	40片
TypeH石蜡	切片石蜡	熔点55 -57
60片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	60片
30片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	30片
国产冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
50片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	50片
日本羽毛牌病理切片机一次性刀片C35	病理切片一次性刀片	C35
抗体存放架（40孔），有机玻璃	抗体存放架	40孔
防卷板	防卷板	常规
美康冷冻切片机冷冻头40mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
HP螺旋杆菌染色液	微生物染色	50*6
淀粉样物质染色液	碳水染色	50*5
抗体稀释液(进口分装)	免疫组化	100ml
免疫组化笔	免疫组化笔	大支
伊红Y染色液（醇溶性）	色素染色	500ml
通用石蜡切片机一次性刀夹，国产系列12，16，24	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	通用
徕卡冷冻头45mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
HE染色液试剂盒	色素染色	500ml*2
24片装塑料染色缸组	染色架与染色缸	24片
通用石蜡切片机一次性刀夹，进口系列12，16，24	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	通用
环保透明剂、组织脱蜡透明剂	常用病理试剂	3800ml
AB-PAS肠化生粘液染色液-AB	碳水染色	120片

更多胃蛋白酶消化液信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：胃蛋白酶消化液 免疫组化 3ml免疫组化