

40片塑料晾片板 40片载玻片存放

产品名称	40片塑料晾片板 40片载玻片存放
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:40片
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

产品详情

病理耗材40片塑料晾片板基本信息：

40片塑料晾片板由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

晾载玻片

名称：	40片塑料晾片板
编号：	P065
类别：	载玻片存放

40片塑料晾片板详细信息：

包装：包装100只/箱

规格：40片

40片塑料晾片板用途有哪些：目录分类玻片及配件

如何存储40片塑料晾片板：贮存常温

40片塑料晾片板同类病理耗材：

嗜银颗粒染色液（Lillie-Masson氏二胺银反应法）	脂类染色	120片/套
细方格孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
不锈钢脱水盒盖	组织包埋盒	通用
盖玻片经济型10*10	盖玻片	经济型
HE染色液试剂盒	色素染色	500ml*2
带标签袋站式标本袋200*300mm	标本袋标本瓶	大号
冷冻切片机樱花冷冻头35mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
德国莱卡Leica 819病理一次性窄刀片	病理切片一次性刀片	819
24片装防倒出塑料载玻片染色架	染色架与染色缸	24片
普鲁士蓝铁染色液	色素染色	50*2
免疫组化硅化笔	免疫组化笔	常规
防漏标本杯	标本袋标本瓶	100毫升
美康冷冻切片机25mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
尼氏体染色液	神经染色	50ml*4
细方格孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
苏丹III染色液	神经染色	50ml*3
胰蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
50*50mm冷冻头珊瑚顿冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
24片装塑料染色缸	染色架与染色缸	24片
香柏油	常用病理试剂	25ml
国产冷冻切片机用冷冻头20、25、30、40、50、55、60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
HistoplastPE石蜡	切片石蜡	熔点56 -57
不锈钢脱水盒盖	组织包埋盒	通用
修复盒/染色缸组	修复盒	染色架12个
徕卡冷冻切片机15mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
含铁血黄素染色液(普鲁士兰)	脂类染色	120片/套
30片装方形标本缸	染色架与染色缸	30片
环保型Formalin	固定液	20L
胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
冷冻切片机徕卡冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
PAS染色液	碳水染色	50ml*2
神经髓鞘染色液	神经染色	50ml*4
盖玻片标准型24*40	盖玻片	标准级

胃蛋白酶消化液(水剂，工作液)-3ml	免疫组化	3ml
25片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	25片
带刻度取材刀柄，国产，适用窄刀片	取材刀柄	通用
免疫组化硅化笔	免疫组化笔	常规
粘液卡红染色液	碳水染色	4 × 100ml
一次性组织包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
轮转滑动切片机用一次性刀夹	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	160
50*50mm冷冻头珊顿冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
肥大细胞染色液	细胞染色	120片/套
35mm冷冻头徠卡冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
HP螺旋杆菌染色液	微生物染色	50*6
条形孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
过碘酸-雪夫（PAS）染色液	骨髓细胞染色	5 × 32ml
环保封片胶	封片剂	50ml
樱花冷冻头55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
黑色素染色液	色素染色	50*4
10片装横放玻璃染色缸	染色架与染色缸	10片
莱卡石蜡切片机包埋盒夹头，进口，夹包埋盒	夹头	通用
樱花石蜡切片机包埋盒夹头，夹包埋盒	夹头	通用
冷冻头40mm徠卡	冷冻切片机用冷冻头	通用
油红O染色液	脂类染色	50ml*3
冷冻头55*55mm珊顿	冷冻切片机用冷冻头	通用
抗体稀释液(进口分装)	免疫组化	100ml
日本羽毛牌病理切片机一次性刀片S35	病理切片一次性刀片	S35
基底膜银染色液（改良的六胺银法）	脂类染色	120片/套
珊顿冷冻切片机用冷冻头15X15、25X25、30X30、40X40、50X50、55X55mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
尼氏体染色液	神经染色	50ml*4
莱卡石蜡切片机包埋盒夹头，进口，夹包埋盒	夹头	通用
DAB Kit-A:60ml；B:3ml	免疫组化	A:60ml；B:3ml
30片装不锈钢载玻片染色架	染色架与染色缸	30片
伊红Y染色液（醇溶性）	色素染色	500ml

更多40片塑料晾片板信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：40片塑料晾片板 载玻片存放 40片载玻片存放