

一次性刀夹冷冻切片机用 130C-A石蜡冷冻切片

产品名称	一次性刀夹冷冻切片机用 130C-A石蜡冷冻切片
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:130C-A
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

产品详情

病理耗材一次性刀夹冷冻切片机用基本信息：

一次性刀夹冷冻切片机用由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

羽毛130c-a

名称：	一次性刀夹冷冻切片机用
编号：	p187—130c-a
类别：	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹

一次性刀夹冷冻切片机用详细信息：

包装：包装——

规格：130c-a

一次性刀夹冷冻切片机用途有哪些：目录分类切片机配件

如何存储一次性刀夹冷冻切片机用：贮存常温

一次性刀夹冷冻切片机用同类病理耗材：

华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
盖玻片经济型10*10	盖玻片	经济型
5片装竖放玻璃染色缸	染色架与染色缸	5片
thermo珊瑚顿mx35 ulatra超优型一次性窄刀,mx35超优型	病理切片一次性刀片	mx35超优型
国产冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
核仁组成嗜银蛋白染色液	神经染色	50*2
防烫手不锈钢包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
阻水笔	记号笔	粗
25片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	25片
dab kit-a:60ml ; b:3ml	免疫组化	a:60ml ; b:3ml
碱性磷酸酶 (nap) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
含铁血黄素染色液(普鲁士兰)	脂类染色	120片/套
中性树脂	常用病理试剂	100ml
24片装塑料染色缸	染色架与染色缸	24片
黑色素染色液	色素染色	50*4
巴氏染色液	细胞染色	500*2
盖玻片经济型24*40	盖玻片	经济型
徠卡冷冻头45mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
淀粉样物质染色液	碳水染色	50*5
26片装铜制载玻片染色架	染色架与染色缸	26片
前开盖小组织包埋盒，细方格孔	组织包埋盒	通用
淀粉样物质染色液	碳水染色	50*5
pas染色液	碳水染色	50ml*2
徠卡冷冻头45mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
冷冻切片机徠卡冷冻头30mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
铝合金组织包埋模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
樱花石蜡切片机包埋盒夹头，夹包埋盒	夹头	通用
7105p病理级载玻片	载玻片	病理级
盖玻片经济型24*50	盖玻片	经济型
冷冻切片机徠卡冷冻头30mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
盖玻片标准型20*20	盖玻片	标准级
ab-pas肠化生粘液染色液-pas	碳水染色	120片
网纤染色液	结缔染色	120片
美康冷冻切片机25mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用

环保组织无毒固定液	固定液	5l
环保封片胶	封片剂	50ml
肥大细胞染色液	细胞染色	120片/套
钻石记号笔刻字笔	记号笔	常规
hp螺旋杆菌染色液	微生物染色	50*6
玻璃标本瓶，磨砂口	标本袋标本瓶	5000毫升
徠卡冷冻头45mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
美康石蜡切片机包埋盒夹头，夹包埋盒	夹头	通用
香柏油	常用病理试剂	25ml
盖玻片标准型24*50	盖玻片	标准级
美康石蜡切片机包埋盒夹头，进口，夹包埋盒	夹头	通用
7104p免清洗载玻片(双凹)	载玻片	标准级
广东茂名牌切片石蜡，块状	切片石蜡	500g/包
胃幽门螺杆菌双色染色液	微生物染色	120片
圆形玻璃标本染色缸10*12cm	染色架与染色缸	30-40片
-丁酸萘酚酯酶(-nbe) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 30ml
徠卡冷冻切片机15mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
普鲁士蓝铁染色液	色素染色	50*2
过碘酸-雪夫(pas) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 32ml
美国thermo冰冻切片包埋剂	冷冻包埋剂(oct)	118ml
六胺银染色液	基底膜显色	50*6
带标签袋站式标本袋90*140mm	标本袋标本瓶	微小号
巴氏染色液	细胞染色	500*2
条形孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
弹力纤维染色液	结缔染色	50ml*4
过氧化物酶(pox) 染色液	骨髓细胞染色	5 × 5ml
核仁组成嗜银蛋白染色液	神经染色	50*2
脂肪染色液(苏丹111染色液)	脂类染色	120片/套
thermo珊瑚顿mx35	病理切片一次性刀片	mx35优型
premier优型一次性窄刀片,mx35优型		
防烫手不锈钢包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用

更多一次性刀夹冷冻切片机用信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：一次性刀夹冷冻切片机用 石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹 130c-a石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹