

## 染色液网纤 120片结缔染色

产品名称	染色液网纤 120片结缔染色
公司名称	苏州巨能世纪信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨能世纪 型号:120片
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东351号工商大厦
联系电话	0512-58501869 18136090045

## 产品详情

病理耗材染色液网纤基本信息：

染色液网纤由巨能世纪信息科技（苏州）有限公司供应

网状纤维

名称：	染色液网纤
编号：	p239
类别：	结缔染色

染色液网纤详细信息：

包装：包装——

规格：120片

染色液网纤用途有哪些：目录分类染色试剂

如何存储染色液网纤：贮存常温，避光，12个月

染色液网纤同类病理耗材：

方格孔可折断式包埋盒	组织包埋盒	通用
抗体稀释液(进口分装)	免疫组化	100ml
ap-red substrate kit-18ml	免疫组化	18ml
25片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	25片
条形孔拆装式包埋盒	组织包埋盒	通用
thermo珊瑚mx35 premier+优加型一次性窄刀片,mx35+优加型	病理切片一次性刀片	mx35+优加型
免疫组化粘附载玻片	载玻片	通用
香柏油	常用病理试剂	25ml
mallory磷钨酸苏木素染色液	结缔染色	120片/套
国产冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
华申切片石蜡	切片石蜡	500g/盒
va5切片石蜡	切片石蜡	熔点58 -60
封闭用正常山羊血清(原液)	免疫组化	10ml
瑞氏染色液	微生物染色	100ml
ptah染色液	结缔染色	50ml*3
美康冷冻切片机25mm冷冻头	冷冻切片机用冷冻头	通用
冷冻切片机徠卡冷冻头60mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
ab-pas肠化生粘液染色液-pas	碳水染色	120片
钻石记号笔刻字笔	记号笔	常规
盖玻片经济型24*32	盖玻片	经济型
嗜银颗粒染色液(lillie- masson氏二胺银反应法)	脂类染色	120片/套
盖玻片经济型24*60	盖玻片	经济型
26片装铜制载玻片染色架	染色架与染色缸	26片
32片装塑料晾片板，塑料	载玻片存放	32片
-丁酸萘酚酯酶(-nbe)染色液	骨髓细胞染色	5×30ml
防漏标本杯	标本袋标本瓶	100毫升
dab kit-6ml	免疫组化	6ml
40片装塑料晾片板，塑料	载玻片存放	40片
盖玻片经济型18*18	盖玻片	经济型
轮转切片机用一次性刀夹	石蜡(冷冻)切片机用一次性刀夹	130a
盖玻片标准型24*40	盖玻片	标准级
徠卡冷冻头50mm	冷冻切片机用冷冻头	通用
莱卡石蜡切片机万用夹头，夹蜡块	夹头	通用

冷冻头55*55mm珊瑚	冷冻切片机用冷冻头	通用
抗体存放架（40孔），有机玻璃	抗体存放架	40孔
25片装载玻片存储盒，塑料	载玻片存放	25片
dab kit-6ml	免疫组化	6ml
组合式蜡块存放柜，蜡块柜	存放柜	37*38*50
抗体存放架（40孔），有机玻璃	抗体存放架	40孔
组合式玻片存放柜，玻片柜	存放柜	37*38*50
冷冻头55*55mm珊瑚	冷冻切片机用冷冻头	通用
9108彩色面保瑞美免清洗载玻片	载玻片	电化载玻片
40mm冷冻头樱花冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
盖玻片经济型20*20	盖玻片	经济型
钻石记号笔刻字笔	记号笔	常规
徕卡一次性专用刀架，夹刀片	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	通用
核仁组成嗜银蛋白染色液	神经染色	50*2
单通道定时钟	定时钟	单道
条形孔无盖组织包埋盒	组织包埋盒	通用
盖玻片经济型14*14	盖玻片	经济型
9108彩色面保瑞美免清洗载玻片	载玻片	电化载玻片
六胺银染色液	基底膜显色	50*6
通用石蜡切片机一次性刀夹，国产系列12，16，24	石蜡（冷冻）切片机用一次性刀夹	通用
免疫组化硅化笔	免疫组化笔	常规
胃幽门螺杆菌leung-gibbon氏染色液	微生物染色	120片
抗体存放架（32孔），有机玻璃	抗体存放架	32孔
ab-pas肠化生粘液染色液-pas	碳水染色	120片
条形孔无盖组织包埋盒	组织包埋盒	通用
组合式玻片存放柜，玻片柜	存放柜	37*38*50
油红o染色液	脂类染色	50ml*3
35mm冷冻头徕卡冷冻切片机	冷冻切片机用冷冻头	通用
加强型铝合金包埋底模	包埋盒盖、包埋底模系列	通用
30片装玻璃染色缸	染色架与染色缸	30片
阻水笔	记号笔	粗

更多染色液网纤信息，欢迎您与我们的销售人员联系。

关键词：染色液网纤 结缔染色 120片结缔染色