

# 橡胶热老化试验箱，换气老化试验箱GB3512

产品名称	橡胶热老化试验箱，换气老化试验箱GB3512
公司名称	北京中科博达仪器科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中科博达 型号:BD/HQL-100 保修:十八个月
公司地址	北京市大兴经济开发区金苑路36号
联系电话	010-61258324 13717713592

## 产品详情

青岛橡胶热老化试验箱，郑州换气老化试验箱gb/t3512

产品用途:该产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验、电子零配件、塑化产品及橡胶制品的换气老化性能检测。

### 一、产品规格:

型号 bd/hql-100 内形尺寸d×w×h 450×450×500:mm

型号 bd/hql-225 内形尺寸d×w×h 500×600×750:mm

型号 bd/hql-500 内形尺寸d×w×h 700×800×900:mm

型号 bd/hql-800 内形尺寸d×w×h 800×1000×1000:mm

型号 bd/hql-010 内形尺寸d×w×h 1000×1000×1000:mm

### 二、技术参数:

1.温度范围：rt+10 ~ 300

2.温度波动度： ±0.5

- 3.温度均匀度: 2
- 4.温度偏差:  $\pm 1.5$
- 5.空气换气次数:3 ~ 100次/h
- 6.换气时间: 1min ~ 99小时
- 7.转盘转速: 1 ~ 5r/min
- 8.换气方式: 仪表控制自动换气
- 9.循环方式: 离心风扇强制循环方式
- 10.时间设定范围: 0 ~ 9999小时
- 11.电源要求: ac380 ( $\pm 10\%$ ) v/50hz 三相五线制

### 三、箱体材质:

- 1.外壳均采用优质a3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观;
- 2.内胆采用优质sus304镜面不锈钢板;
- 3.保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm;
- 4.循环风机采用特制空调长轴型、低噪音、长寿命电机、风轮为不锈钢制轴流循环风叶;
- 5.青岛橡胶热老化试验箱, 郑州换气老化试验箱gb/t3512

### 四、控制系统:

- 1.仪表采用进口双数显微电脑pid、at自整定高精度温控仪表;
- 2.精度为 $\pm 0.1$  测温传感器,采样周期0.01ms pt100铂金电阻测温器;
- 3.换气控制为仪表自动控制而非自然通风换气;
- 4.自动换气时由仪表设置换气次数及每次换气时间与停止时间,从而控制驱动器打开及关闭换气阀口;
- 5.箱体顶部配备换气量出口,可预先调节换气出口大小;
- 6.面板控制表面配备换气运行显示及停止显示;
- 7.安全保护系统: 试验箱由超温、定时、过载保护及风机过热保护;

## 五、加热系统:

- 1.采用远红外镍合金高速加温电热器;
- 2.高温、换气完全独立系统;
- 3.温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;

## 六、保护系统 :

- 1.无熔丝保护开关
- 2.箱体超温保护
- 3.试验结束指示
- 4.过载、漏电具有自动关机等保护
- 5.青岛橡胶热老化试验箱 , 郑州换气老化试验箱gb/t3512

## 七、设备使用条件 :

- 1.环境温度 : 5 ~ + 28 ( 24小时内平均温度 28 )
- 2.环境湿度 : 85%r.h
- 3.操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西;

## 八、符合标准: 严格参照jb/t7444-94《空气热老化试验箱》及gb/t3512-2001试验标准设计制造;

九、服务承诺 : 保修十八个月,免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。

青岛橡胶热老化试验箱 , 郑州换气老化试验箱gb/t3512