

# 新华高压蒸汽灭菌器

产品名称	新华高压蒸汽灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:新华医疗 型号:LMQ.C-80K 容积:80L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

## 产品详情

### 新华高压蒸汽灭菌器 设备性能

- 1.灭菌循环结束，蜂鸣提示。
- 2.设有敷料、器械包、敷料、液体等灭菌程序，供用户选择。
- 3.水平滑动式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全。
- 4.具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免液体灭菌时液体的溢出。
- 5.具有正压动态脉冲排气功能，彻底排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽的饱和度。
- 6.灭菌过程动态曲线显示，led数字显示室内温度、时间和故障代码报警。
- 7.山东立式高压灭菌锅具有预热控制功能。
- 8.内置水箱，汽水内循环，不外排蒸汽，环境清洁干燥。
- 8.注水、升温、灭菌、排气、干燥全过程自动程序控制。
- 10.山东新华高压蒸汽灭菌锅采用微电脑控制技术，触摸式按键。

# 新华高压蒸汽灭菌器 技术参数

## 全自动高压蒸汽灭菌器技术参数

型号	Imq.c-50e	Imq.c-80e	Imq.c-100e
电源功率	220v、50hz , 20a ; 4.2kw	220v、50hz , 9a ; 4.5kw	220v/50hz,5.3kva
外形尺寸	深476 × 宽616 × 高990	深546 × 宽688 × 高1030	688*546*1195mm
产品重量	65kg	75kg	92kg
容积	50升	80升	100升
腔室尺寸	316 × 深667	386 × 深695	386*860mm
灭菌温度	105~138		
溶解温度	60-100 (特殊定制)		
保温温度	40-60		

温度计	数字显示 (0-150 )	
压力表	模拟式 (0-0.4mpa)	
设计压力	0.28mpa	
腔室材质	06cr19ni10不锈钢	
附件	不锈钢消毒提篮2个	
时间	灭菌	0-99小时
	保温	0-99小时
	预定	0-99小时

半自动高压蒸汽灭菌器技术参数：

型号	lmq.c-50k	lmq.c-80k
设计压力	0.28mpa	
设计温度	142	

腔体	06cr19ni10不锈钢	
最高工作压力	0.23mpa	
灭菌温度选择	105-138	
灭菌时间范围	0-60min	
附件	不锈钢消毒提篮2个	
容积	50l	80l
内腔尺寸 ( l )	316 × 667mm	386 × 695mm
外形尺寸 ( l × w × h )	500 × 476 × 990mm	570 × 546 × 1030mm
净重	55kg	65kg
电压	220v	380v
电源频率	50hz	50hz
功率	2.8kva	4.5kva

--	--	--

## 新华高压蒸汽灭菌器 公司简介

山东新华医疗器械股份有限公司产品主要分为十大类：感染控制产品、灭菌检测产品、放射治疗产品、x射线诊断产品、制药装备、手术器械、一次性医用耗材、空气净化产品、口腔科设备、医用环保设备。其中消毒灭菌、制药装备、放射治疗三类产品的规模、技术水平居全国第一。“新华牌”消毒灭菌设备被评为行业内唯一的“中国名牌”；xha600型医用电子直线加速器获得“国家自主创新产品证书”。

## 新华高压蒸汽灭菌器 联系方式

联系人：张女士

联系电话：15853179052

企业qq：2355938965

地址：济南市高新区工业南路51号

另有代理滨江，博迅，申安和自产博科高压蒸汽灭菌器，18l-500l不等，欢迎咨询

## 新华高压蒸汽灭菌器 设备简介

山东高压蒸汽灭菌锅适用于检验科（化验室）、实验室、手术室、供应室和高校、疾控等各级医疗卫生和生物医学科研单位，对器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的灭菌。

山东高压蒸汽灭菌锅Imq.ce是一种以压力蒸汽为介质的小型全自动高温高压快速灭菌设备。

## 新华高压蒸汽灭菌器 设备安全装置

超温自动保护：超过设定温度，系统自动切断加热电源。

防干烧保护装置：低于低水位，系统自动切断加热电源。

门安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

超压自动泄压的安全阀：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压。

保温隔热门罩：灭菌门用高性能的保温隔热材料制造的门罩隔绝，既美观又可防止操作者烫伤。