

山东九尔医用超声耦合剂供应

产品名称	山东九尔医用超声耦合剂供应
公司名称	山东九尔实业集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山东九尔 型号:je-20 规格:12/15/20g/支
公司地址	山东省济宁市高新区第十二工业园
联系电话	13963728833

产品详情

山东九尔医用消毒超声耦合剂供应

【企业名称】山东九尔实业集团有限公司 【注册地址】山东济宁高新区第十二工业园

【生产地址】山东济宁高新区第十二工业园

【手机】13963728833 【固话】0537-2228833

【产品名称】:医用消毒超声耦合剂

【产品结构】:医用消毒超声耦合剂主要由卡波姆、三乙醇胺、丙二醇、抑菌剂和去离子水配置而成。

【产品性能】:

- 1、产品的细菌菌落总数不得大于100cfu/g。真菌菌落总数不得大于10cfu/g，每克或每毫升产品中不得检出金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠菌群和溶血性链球菌；
- 2、产品对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌(8099)的抑菌率 90%；
- 3、产品对白色念珠菌(ATCC10231)抑菌率 80%

【适用范围】:适用于超声检查和治疗中充当介质。

【性状】:无色、无味水溶性透明凝胶

【产品特点】

- 1、采用国际进口杀菌、抑菌剂，有效解决医院超声检查中的交叉感染；
- 2、比传统脂溶性耦合剂易擦洗、对皮肤无污染、无致敏、稳定性好，超声图像清晰；
- 3、一人一支，避免交叉感染，降低医疗事故几率；
- 4、符合国家和《消毒管理办法》中条款规定：凡接触皮肤、粘膜的医疗器械、器具和物品须达到消毒的水平。
- 5、采用牙膏式小包装，12g/支;15g/支;20g/支、方便使用。

【产品补充说明】医用消毒超声耦合剂是传统超声耦合剂升级替代产品。

【用法用量】:单支一次性使用，瓶颈线部折断式开启，使用方便；

规格:12g/支;15g/支;20g/支;折断式软管；

包装:12g/支;15g/支;20g/支 × 60支/盒 × 12盒/件 (720支/件)

贮藏:密封、阴凉处储存

有效期;24个月

执行标准:YZB/鲁0281-2014

注册号:鲁食药监械(准)字2014第2230269号

生产许可证号：鲁宁食药监械生产许20120073号

医用消毒超声耦合剂在B超中的使用

医用消毒超声耦合剂

一般使用在医疗场所的B超检查中，有些患者在使用完医用耦合剂后，会担心医用耦合剂有毒，会对身体造成损伤，其实并不会对人体有危害，医疗场所使用的医用耦合剂无毒。

医用消毒超声耦合剂

随着时代的变迁，产品成份也随之改变。当代的医用耦合剂是使用一种新一代水性的高分子凝胶组成的医用用品。这种医用耦合剂无毒，该产品的PH测试为中性，对人体是无毒无害，不易干燥在人体皮肤，不会造成酸败，在B超超声检查中画面显示清晰，该产品的粘稠性也较好，不会该觉到油腻性，人体涂抹医用耦合剂后探头易于在人体皮肤活动，可以起到较好的湿润皮肤的效果，消除皮肤表面的多余空气，使其润滑性能好，比较容易使医用耦合剂在人体皮肤展开。当代的医用耦合剂不光医用耦合剂无毒，还对再做B超检查时的超声探头无腐蚀、无损伤的效果。我公司生产的医用耦合剂属于医用消毒超声耦合剂，具有杀菌消毒的功能，能够更好的用于人体表面，这种医用耦合剂在对于传统的普通医用耦合剂而言，对于生产环境更加的严格，必须通过国家多项指标的认可，方可生产，在医疗场所适用的范围也更广泛。

该种医用耦合剂适用于医疗场所的A超、B超、M超的超声诊断检测，适用于新生儿科、消化系统科、神经系统科、泌尿系统科、妇产科、甲状腺及乳腺检查科室等，能够使超声检测设备探头的耦合，还可以达到消毒杀菌作用，提高画面显示的清晰度，效果极佳。在使用过程中，不必反复的涂抹超声检测部位，可以大大节省超声检查的时间。

医用消毒超声耦合剂

无毒无害，患者可以放心使用，医用耦合剂的好坏与得到的超声图像有着重要的关系，选择好的医用耦合剂可以大大提高超声检测的效果。

现面向全国各地招商

招商电话：13963728833（微信）

电话：0537-2228833（总公司）

QQ:2973227422