

FEP试剂瓶、取样瓶、样品瓶

产品名称	FEP试剂瓶、取样瓶、样品瓶
公司名称	南京瑞尼克科技开发有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:瑞尼克 型号:多型号
公司地址	南京市栖霞区迈越路6号
联系电话	02585597772 13813888374

产品详情

FEP试剂瓶、取样瓶、样品瓶

聚全氟乙丙烯(FEP)试剂瓶：

1. 用于痕量分析、实验等；

2.

具有非凡的化学耐热性、耐寒性、耐候性、耐腐蚀性、耐高低温，高透明度、无毒害、低吸水性等；

3. 使用温度范围 - 200 —+205 ；

4. 瓶口和瓶盖密封性好，无需瓶塞，液体不渗漏；

5. 瓶内外壁平滑，易于清洗，瓶口瓶内壁处不容易有液体残留，极低的析出和溶出。只有高温下元素氟、钠与它起作用，其他所有的浓、稀、无机、有机（酸、碱、酯）均无作用；

6. 金属元素空白值低，铅、铀含量小于0.01PPB是目前国内外最先进的分析。

7. 用途：最适合存放、包装高浓度、高纯强腐蚀性的药品和化学试剂及标准样品。（例如：硝酸、氟氟酸、不能有金属离子溶出的试剂的存放及运输、也可液氮下长期保存样品）近年来倍受广大痕量分析、超痕量分析工作者的青睐。

注意：高温高压前，仅将帽或盖置于容器顶端，不能拧紧。

品名	规格 (ml)	材质

聚全氟乙丙烯 (FEP) 试剂瓶	30	FEP
	60	
	100	
	250	
	500	
	1000	

FEP系列产品：[FEP试剂瓶](#)，FEP滴瓶，[FEP洗瓶](#)，[FEP消解管](#)，[FEP烧杯](#)，[FEP容量瓶](#)，FEP定制产品等。

南京瑞尼克科技开发有限公司

联系人：季女士

TEL：138 138 88374 025-8559 7772

FAX：025-5899 4772 E-mail：1826176783@qq.com