

尼通XL2 800手持式合金分析仪

产品名称	尼通XL2 800手持式合金分析仪
公司名称	上海劭嘉检测科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NITON尼通 型号:XL2
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华江路129弄6号楼
联系电话	13761003727

产品详情

thermo Scientific Niton XL2 800 是一款为你量身定做的X射线的荧光光谱仪。它集速度，准确，可靠为一体，加上硬件，软件，直接的行业经验，必定会满足你特定的检测要求。XL2 800 是一款通过完美的创新，并处于的具有实践解决方案的手持式XRF仪器。

Thermo Scientific Niton XL2 800许多独特的优势：

方便使用，即使是非技术人员，中文彩色显示界面

为复杂行业环境所设计的坚固密封的外部结构

瞬间显示结果的无损检测

从开机到显示结果只需几秒

行业科技的可靠的检测结果

快速，准确的成分分析是您对材料的可靠性检验的需要：

异型零件

1mm直径的金属线和丝

杆材，棒材

成品焊材

螺钉，铆钉和其它扣件

成品加工组装件

Thermo Scientific Niton XRF分析仪---材料可靠性检验中元素分析的解决方案，Thermo Scientific Niton 手持式X射线荧光光谱仪是具有革命性突破的元素分析仪器，只要简单的扣下扳机。

Thermo Scientific Niton XL2 800手持式合金分析仪特点:

快速检测 操作简单

从检测点到扣扳机，几秒钟即可显示检测数据。

特别定制

坚固密封的外部结构，仪器外部使用坚固的莱克桑（LEXAN）工程塑料和接近1.53公斤的重量，适合在任何地方使用，真正的防尘和防水。

无损检测

保持了样品的完整性和不损坏性。

独特的轻元素修正功能（LEC）

无需充氦气或真空泵辅助，可实现在样品中存在镁、铝、硅、磷等轻元素的情况下，仍对镍、钛、铜等重金属进行精确分析。

应用优化

高性能的X射线探头满足了材料可靠性检验特殊的应用

多种的连接方式

每台分析仪包括无线蓝牙，USB和RS-232串行连接方式，先进的NITON 数据转换软件允许你设定用户密码，打印分析证书报告，或远程通过电脑来操控仪器。

每天超过20000台Thermo Scientific Niton XRF 分析仪在六大洲超过75个国家使用，独特的超过400种合号的数据库，Thermo Scientific Niton 分析仪提供了出众的合号鉴别的准确性，这是其它手持式XRF分析仪无法超越的。

Thermo Scientific Niton XL2 800手持式合金分析仪的应用范围：

不锈钢

镍合金

12铬钢

蒙耐尔，其它铜-镍合金

铬-钼钢

低合金钢

工具钢

铜合金，黄铜，青铜

钛合金

铝合金

稀有金属，比如钽，锆合金

具体用途：

材料可靠性鉴别

快速地进行材料可靠性检验，从简单的扣扳机开始。现在你无需为了你的供应商提供的材料检验报告的准确性来冒声音和名誉上的风险。我们的XRF分析仪在所有手持分析仪中处于领先地位，提供了元素成分和材料可靠性检验的快速而准确的分析。Thermo Scientific Niton XRF 分析仪在航空航天，金属加工制造，精炼厂和相关行业数以千计的公司提供快速，可靠合号鉴别和化学成分分析。

/质量控制

金属合金成分检测和控制对产品的可靠性和安全性是十分重要的。从金属制品的生产到服务中心到分销商，从零件加工到成品组装，因为存在潜在的原材料的混料的现象，所以会优先考虑快速无损的检测

方式。

废旧金属回收

Thermo Scientific Niton XL2 800 是一款废旧金属回收的权威分析工具，它提供从钛合金到镍合金材料的即时无损的化学分析。因为它具备了出众的杂质和微量元素的分析性能。因为它出众的准确性，你完全可以对Thermo Scientific Niton XL2 800所检测材料的价值，牌号和残留物有信心。