

体测仪 人体成分分析仪

产品名称	体测仪 人体成分分析仪
公司名称	深圳市伊莱美电子科技有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:body 型号:GS6.5B 测量范围:可测25项
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民旺路华洋大厦405
联系电话	15711822130

产品详情

一、仪器简介

gs6.5b人体成份测试分析仪应用多频率生物电阻抗测试原理，

采用8点触摸式电极法来测试人体各部位生物阻抗，检测人体各种组成元素，

对人体健康状况进行分析（包括：体重、蛋白质、脂肪、水份、无机盐、腰臀比率等）。

可为控重、减肥、纤体、肌肉训练、营养平衡和诊断疾病等方面提供科学有效的数据。

本仪器具有身体成份分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、健康评估等功能。

广泛使用于医院、康复中心、健美减肥纤体中心、运动健身会所等多个领域。

二、仪器功能简介

1、仪器特点：8点接触电极，3种不同的测量频率，操作简便，测试速度快，20秒左右完成全部测量，具有平衡分析功能，可进行部位肌肉，脂肪综合评价，可进行浮肿指数，内脏脂肪含量和基础代谢分析，综合体脂肪率，肌肉量进行体型评价，彩色液晶触摸屏幕显示，操作简便，图表显示，简单易懂。

2、输出值：身体水分总量、蛋白质、无机盐、人体脂肪含量、骨骼肌、肌肉量、去脂体重、体质、bmi 体脂百分数、

腰臀脂肪比（whr）、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、目标体重、重量控制、肌肉控制、健康评估、每个节段的电阻抗值。三、人体分析仪配件与参数

配件：

手握电极棒1对，

主机电源线1条，

水晶头网线1条，

惠普喷墨彩色打印机1台，

喷墨打印机数据线1条，

喷墨打印机电源线1条，

彩色打印纸100张，

热敏打印纸8圈，

托盘1个（摆放彩色打印机），

内六角螺丝10个，

内六角螺丝刀1条，

说明书1本。

测试方法：多频生物电阻抗分析（mfba）

测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多个电阻抗测量

测试频率：通过3个不同的频率（20khz，50khz，100khz）

电极方法：8点接触式电极

人体成份计算方法：不使用经验值估算

输出值（25）项：身体水分含量（tbw）、蛋白质、无机盐、体脂肪、骨量、体重、标准体重、去脂肪体重、骨骼肌（smm）、bmi、体脂百分数（pbf）、腰臀脂肪比率、水分比率、肥胖诊断、营养评估、体重评估、

肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康控制、健康评估、基础代谢量、生物电阻抗。

额定电流：180微安

电源：输入电源ac100~240v，50/60hz

显示屏幕：320*240stn液晶触摸屏

操作语言：英语及多语种选择

数据存储：50000*10及可用sd卡无限扩充

外部存储：sd卡转电脑海量存储

外部接口：rj-45，usb2

打印机接口：usb