

紫清水箱消毒器、水箱自洁消毒器厂家

产品名称	紫清水箱消毒器、水箱自洁消毒器厂家
公司名称	河北紫清环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:紫清 型号:ZQ-WTS 规格:齐全
公司地址	河北省石家庄市桥西区苑东街道工农路西头大谈工业区1号
联系电话	158 3117 6618 15831176618

产品详情

二次紫清水箱自洁消毒器清洗消毒规范

河北紫清环保设备有限公司：金经理 158 3117 6618 QQ:77567949

一、凡紫清水箱自洁消毒器

清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证，并经培训合格后，方能上岗。发现“五病”患者立即调离岗位。

二、清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣，长靴、橡胶手套，并备有照明用具及清扫专用工具，(必须清洗、消毒后)带入箱池。

三、清洗、消毒紫清水箱自洁消毒器(池)的步骤；

1. 事先发告示，使居民有所准备。
2. 关闭进出水、阀门。
3. 打开排水阀或启动潜水泵，使水位下降至30cm左右，关闭排水阀或潜水泵，并堵塞出水口，防止污物进入。

清洗人员携带专用工具和水笼头进紫清水箱自洁消毒器(池)进行清扫和冲刷，先箱(池)顶，后底，由里向外依次进行，如有损坏处应及时修补。

洗刷和检查完毕，开排水阀或启动潜水泵，排尽污水并用清水冲清，关闭排水阀或潜水泵。

用已配成消毒液对内壁自上而下，由里向外，均匀地喷涂箱(池)壁表面，可涂刷至入孔口，退出箱(池)，盖上孔盖。

7. 30分钟后打开进水阀，待紫清水箱自洁消毒器满后，开排水阀或启动潜水泵排水后，恢复供水。

8. 恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测，合格后方可使用。

四、紫清水箱自洁消毒器各种配件检修：

1. 箱(池)盖要求防雨密封，材料耐腐、坚固、轻便。

2. 溢水孔上应加上网罩，缺损即修补。

3. 入孔盖或通道门加锁。

4. 维修作好记录。

五、箱(池)周围环境卫生要求整洁，不得堆放杂物、垃圾，如箱(池)上覆土不得施肥，防止污水渗入箱(池)内。

六、药物的保管配制必须有专人负责，统一配制，药物置于避光、防潮、密封阴凉处(上清液放置时间不得超过48小时)。

七、清洗、消毒工具必须防腐用毕清洗后晾干备用，专人保管。

八、建立一箱(池)一卡资料，作好详细登记，每年十一月底将紫清水箱自洁消毒器(池)的数量、位置以及清洗消毒情况分别报送主管部门和区县卫生防疫站。

九、注意点：

1. 清洗时必须注意劳动防护和安全。

2. 消毒剂必须配成澄清液，防止堵塞喷雾器(配药时要戴好口罩)。

十、药物配制方法 稳定性二氧化氯配制方法：

以消毒1.0吨紫清水箱自洁消毒器为例需要配制3kg浓度为200PPM的消毒液；

1. 清洗净紫清水箱自洁消毒器内壁

2. 用容器盛消毒剂原液80ml，加活化剂8克，摇动或搅拌使其溶解，5分钟后呈浅黄色即可加入8kg清水中稀释待用。

3. 喷洒紫清水箱自洁消毒器，将上述稀释的8kg消毒液全部喷洒在紫清水箱自洁消毒器内壁，使其湿润。

4. 喷洒完后6分钟即可注水使用。漂白粉配制的方法：将漂白粉300克(或漂精粉150克)先加入少量水调成糊状，然后加入水至10公斤，搅拌均匀加盖，待沉淀后取上清液使用。使用剂量以每平方米200ml上清液计算。

十一、对于老旧紫清水箱自洁消毒器，没有紫清水箱自洁消毒器消毒设备的，建议物业增加 [紫清](#) 紫外线消毒设备，对紫清水箱自洁消毒器出水口进行杀菌消毒。

对于上面的要求，进行作业的公司和有关人员必须严格遵守，才能确保二次紫清水箱自洁消毒器清洗消毒作业的顺利进行。当然，随着现在化学工业的进步，一下工业部门研制出了更环保的清洗消毒方法，这些方法可以更好的服务于生活，服务与民众，但是不论是怎样的方式方法，对于二次紫清水箱自洁消毒器清洗消毒作业一定不能大意而行！

比规范由 河北紫清环保设备有限公司 查阅资料整理归档。