

# 高端保加利亚ScopeJulieZ9牛奶分析仪

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 高端保加利亚ScopeJulieZ9牛奶分析仪                       |
| 公司名称 | 青岛路博伟业环保科技有限公司                                |
| 价格   | 1.00/元/台                                      |
| 规格参数 | 品牌:保加利亚ScopeJulie<br>型号:JulieZ9<br>测量范围:0-50% |
| 公司地址 | 青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口                         |
| 联系电话 | 0532-80686738 15589812356                     |

## 产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 王永军 \*\*\*\*\* 青岛路博伟业环保科技有限公司

青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口 电话 (tel) : 0532-80686738

传真 (fax) : 0532-80687588

手机 (mobile) : 15589812356 qq : 554269437

微信号 : wyj321456987

## 保加利亚 scope julie z9全自动牛奶分析仪

### 一、产品介绍：

- 1.高精确度：精确稳定检测，julie z9乳品、牛奶分析仪的每项成分检测都配有单独的传感器，与传统意义超声波分析仪不同，所有成分直接检测，没有计算数值，误差小，检测精确可靠。
- 2、全自动清洗：无需人为操作，自动清洗所有软管系统，同时进行检测校准。
- 3、长寿命：厂家承诺五年质保期，所有内置泵无需维修更换。
- 4、检测时间短：julie z9乳品、牛奶分析仪显著特点为可直接检测冷样品，无需预热，且不影响检测精度。

5、随时打印：可随时打印检测时间，样品名字及检测量。 6、随时清洗：自动清洗检测样品

7、自动提醒：专门的传感器自动声光报警是否缺少清洗液 二、技术参数：

单个或同一样品的测量偏差：所有参数在  $\pm 0.01\%$

| 参数类型  | 测量范围     | 精度           | 检测方式      |
|-------|----------|--------------|-----------|
| 脂肪    | 0% - 50% | $\pm 0.01\%$ | 罗紫 - 哥特里法 |
| 蛋白质   | 0% - 15% | $\pm 0.01\%$ | 凯氏法       |
| 乳糖    | 0% - 20% | $\pm 0.01\%$ | 旋光法       |
| 非脂乳固体 | 0% - 50% | $\pm 0.01\%$ | 干燥法       |
| 灰份    | 0% - 10% | $\pm 0.01\%$ | 重量分析      |
|       |          |              |           |

|      |                             |                         |      |
|------|-----------------------------|-------------------------|------|
| 密度   | 1000-1200 kg/m <sup>3</sup> | ± 0.1 kg/m <sup>3</sup> | 比重仪  |
| 加水率  | 0% - 100%                   | ± 1%                    | 冰点测定 |
| 冰点   | -0,400 t -0,700 ° c         | 0,005 ° c               |      |
| 样品温度 | 5 - 30 ° c                  |                         |      |
| ph   | 0-14ph                      | ± 0.01%                 |      |

### 三、分析仪应用：

适合大型乳产品企业实验室、认证实验室、国准实验室及科研机构；julie

z9乳品、牛奶分析仪适用于检测各种动物奶、豆制品乳液、及人类母乳的分析。

青岛路博建业环保提供产品的售后及技术支持！