

SANYO三洋二氧化碳培养箱售后维修中心

产品名称	SANYO三洋二氧化碳培养箱售后维修中心
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	sanyo:mco-18aic
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

三洋二氧化碳培养箱售后维修电话010-8291 8412.

sanyo三洋二氧化碳培养箱维修中心，三洋二氧化碳培养箱售后维修。

三洋从1974年起开始制造医疗应用设备。到目前为止的发展经历中创造了很多辉煌，包括1991年制造出了-152 超低温保存箱，在随后的1993年推出了使用sanyo自己的环保制冷剂的全系列冰箱与保存箱，并通过与行业领头羊的合作实现了跨越式的突破。sanyo把以人为主导型的款式设计作为企业理念。设计与制造自己所拥有的压缩机，然后将之与sanyo的电子技术相结合创造出无与伦比的产品。性能、耐久性与快速的维护保养是我们的特点。三洋科研医疗设备现在已做好了挑战21世纪的准备，您可以确信它将支持我们在生理学、遗传学、滤过性微生物学、药理学及生物学领域的地位。

sanyo三洋——开发造福人类与整个地球的产品

上世纪末，人类追求便利及享受的同时引发了诸如地球变暖、环境破坏等问题。

现今，三洋将围绕共生进化论及地球承载力的概念开发令人类与地球皆受益的产品。

我们的目标是在多种资源中建立革新型解决方案，为我们的后代还原一个美丽的地球。

三洋co2培养箱mco-18aic型 适合细胞培养、体外受精等捐献者样品的单独管理可实现一台对应一名捐献者长寿命的氧气传感器+热传导式二氧化碳传感器可实现稳定培养环境标准配置铜合金内胆，高效抗菌
技术参数：型号：mco-20aic外部尺寸(wxdxh) "770 x 708 x 900 mm (30.3" x 27.9" x 35.4") "内部尺寸(wxdxh) "620 x 523 x 665 mm (24.4" x 20.6" x 26.2") "有效容积：215l (7.6立方英尺)净重:106kg(234磅)耗电量:380w外部材料:彩色涂层钢板内部材料:铜合金不锈钢外门:彩色涂层钢板，双开门对应(可选择打开方向)内门:强化玻璃搁板:"铜合金不锈钢，标准5张(15张)尺寸:长580x宽450x高12

mm承重量:5kg/层 多段可调节式"隔热层:硬质聚亚胺酯原位整体发泡 (hfc)加热方式:dha方式 (直接加热气套式)箱内循环方式:微风搅拌方式温度调节方式:pid控制方式温度控制范围:+5 ~ 50 (环境温度:5 ~ 35)温度均匀性:± 0.25 (环境温度25 , 设定37 , 二氧化碳5%, 无负载)温度波动幅度:± 0.1 (环境温度25 , 设定37 , 二氧化碳5%, 无负载)二氧化碳控制方式:开关控制方式 (ir传感器)二氧化碳浓度控制范围:0 ~ 20%二氧化碳浓度波动幅度:± 0.15 (环境温度25 , 设定37 , 二氧化碳5%, 无负载)二氧化碳接口:内径4 ~ 6mm加湿方式:加湿托盘自然蒸发方式箱内湿度:95 ± 5%r.h.uv紫外灯可选配:4w无臭氧型水位感应器:光学反射检测法检测孔:1个 直径30mm (背部)过滤器:0.3 μ m 功率:99.97% (二氧化碳用)报警功能:高/低温报警, 二氧化碳浓度波动, 低水位, 门未关报警, 独立过热保护.

sanyo三洋二氧化碳培养箱售后维修电话 : 010-8291 8412.