

# 情趣跳蛋 透明超级静音微型震蛋 成人用品

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 情趣跳蛋 透明超级静音微型震蛋 成人用品                |
| 公司名称 | 容艳明                                 |
| 价格   | 34.00/件                             |
| 规格参数 | 类别:女用器具<br>规格:长4cm直径1.5cm<br>品牌:积之美 |
| 公司地址 | 中国 四川 攀枝花市东区 新民路市场17号               |
| 联系电话 | 86 0812 6860727 13982318900         |

## 产品详情

|    |            |       |             |
|----|------------|-------|-------------|
| 类别 | 女用器具       | 规格    | 长4cm直径1.5cm |
| 品牌 | 积之美        | 功能及用途 | 刺激女性阴部 强力变频 |
| 材质 | 进口高级无毒医用材料 |       |             |

### 本商品详细介绍

迷彩遥控震蛋表面光滑鲜亮，是同类当中第一个无线的产品，其完美的设计让女性彻底摆脱细线的困扰，随心所欲的任意发挥。迷彩荧光色及脉冲设计，更能满足和刺激女性欲望。震蛋可有效刺激按摩阴道壁，效果达致性欲高潮。本品采用进口新原料和先进的技术，以奇特设计，满足人体的各种需求！其光滑的外壳，既要但又不会损伤皮肤，在你身体允许范围内，用高潮满足你所有的激情与冲动！金蛋、银蛋，我选迷彩蛋，迷彩的色彩、独特的脉冲式振动、及无线遥控设置，无不体现设计者的高超水准对消费了解和体贴入微，让你随时随地享受快感。

【品牌介绍】：深圳积之美健康用品连锁有限公司成立于2002年，是香港积美集团投资的从事国内性健康用品连锁机构，其构筑的特许加盟体系必将打造国际一流的性健康品牌，成为国内最大的性用品连锁机构。生产供应范围遍及欧洲、美国、澳大利亚、东南亚等海外市场，成为中国最大的性器具供应商，1999年荣获“信得过企业”“南粤尊师重教先进单位”“外商投资双优企业”“深圳中小企业百强”等称号。

图片详细展示

## 本商品规格

【用法与用量】本器具使用前，用75%的医用酒精擦洗消毒，并涂抹少量的润滑剂，配合避孕套使用。器具为进口高级无毒医用材料。【生产厂商】深圳积之美健康用品连锁有限公司【注意事项】1、使用前用酒精液或清水洗净，用干燥的棉质毛巾擦干或自然晾干，按原先位置放入包装盒内收藏。2、本器具使用时切勿接触水，以免出现电路故障。3、请勿与油墨等污物接触。4、如发现本品有破损，请勿继续使用。5、本产品只允许在规定的范围内使用，未成年人禁用。情趣商品属于个人卫生用品，经拆封使用无法接受退货。

## 注意事项

· 本商品使用前以后以清水清洁，以维护个人卫生，切勿以挥发性之清洁剂擦拭。· 清洁时请勿直接冲水，以免开关或电源之部位发生短路而无法使用。· 本商品请收纳于阴凉之处所，避免阳光直接曝晒。· 本商品建议搭配润滑剂使用，以免不当使用伤及您细致的肌肤。

## 私隐保护

由于产品的特殊性，我们格外谨慎地采取了如下保密措施：您的姓名、联系方式、订购产品信息、咨询信息都被严格保密；您不用担心会有任何人用任何手段获得这些信息；邮政管理局监制标准包装箱严密物，多重保护产品安全；包装无任何敏感或特殊标志，并禁止一切可能泄漏客户隐私的包装、标识等。名称栏默认“礼品”或您指定的字样。

## 本商品详细介绍

迷彩遥控震蛋表面光滑鲜亮，是同类当中第一个无线的产品，其完美的设计让女性彻底摆脱细线的困扰，随心所欲的任意发挥。迷彩荧光色及脉冲设计，更能满足和刺激女性欲望。震蛋可有效刺激按摩阴道壁，效果达致性欲高潮。本品采用进口新原料和先进的技术，以奇特设计，满足人体的各种需求！其光滑的外表要但又不会损伤皮肤，在你身体允许范围内，用高潮满足你所有的激情与冲动！金蛋、银蛋，我选迷彩蛋。迷彩的色彩、独特的脉冲式振动、及无线遥控设置，无不体显出设计者的高超水准对消费了解和体贴入微。操作简单方便，让你随时随地享受快感。

【品牌介绍】：深圳积之美健康用品连锁有限公司成立于2002年，是香港积美集团投资的从事国内性健康用品连锁机构，其构筑的特许加盟体系必将打造国际一流的性健康品牌，成为国内最大的性用品连锁机构。生产供应范围遍及欧洲、美国、澳大利亚、东南亚等海外市场，成为中国最大的性器具供应商，1999年被评为“信得过企业”“南粤尊师重教先进单位”“外商投资双优企业”“深圳中小企业百强”等称号。

图片详细展示

## 本商品规格

【用法与用量】本器具使用前，用75%的医用酒精擦洗消毒，并涂抹少量的润滑剂，配合避孕套使用。器具为进口高级无毒医用材料。【生产厂商】深圳积之美健康用品连锁有限公司【注意事项】1、使用前用液或清水洗净，用干燥的棉质毛巾擦干或自然晾干，按原先位置放入包装盒内收藏。2、本器具使用过程中切勿接触水，以免出现电路故障。3、请勿与油墨等污物接触。4、如发现本品有破损，请勿继续使用。情趣商品属于个人卫生用品，经拆封使用无法接受退货。请在规定的范围内使用，未成年人禁用。

## 注意事项

· 本商品使用前以后以清水清洁，以维护个人卫生，切勿以挥发性之清洁剂擦拭。· 清洁时请勿直接冲洗，以免开关或电源之部位发生短路而无法使用。· 本商品请收纳于阴凉之处所，避免阳光直接曝晒。· 本商品建议搭配润滑剂使用，以免不当使用伤及您细致的肌肤。

## 私隐保护

由于产品的特殊性，我们格外谨慎地采取了如下保密措施：您的姓名、联系方式、订购产品信息、咨询信息都被严格保密；您不用担心会有任何人用任何手段获得这些信息；邮政管理局监制标准包装箱严密物，多重保护产品安全；包装无任何敏感或特殊标志，并禁止一切可能泄漏客户隐私的包装、标识等。称栏默认“礼品”或您指定的字样。

【正品积之美】液体荧光双旦

¥ 65

日本tenga柔趣杯-紧实型自...

¥ 125

美国狼牙套

¥ 19

美国艳情男星仿真阳具倒模-黑人...

¥ 40

购买过此商品的人还购买过

【正品】