

无铬去渍剂成分分析，配方技术改进，细菌总数

产品名称	无铬去渍剂成分分析，配方技术改进，细菌总数
公司名称	杭州柘大检测技术有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:柘大检测 型号:成分
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号B楼209室
联系电话	0571-87759051 15397161905

产品详情

无铬去渍剂成分分析，配方技术改进，PH和细菌总数检测

[去渍剂](#)，常见于生活之中，是生活中必备的物品之一。

无论多么好的去渍剂，首先要判定污垢的种类，才能高效率的发挥去污功效，BoNGO饮料渍去除剂，主要去除果汁、饮料、鞣酸类物质。1.QwIKGo含蛋白质类污垢去渍剂；2.RUSTGO锈剂去除剂；3.YELLOWGO染色污渍去除剂，去除颜色染渍、墨渍；4.TarGO油污类去渍剂；5.墨水渍去除剂（InkGO）；6.药水渍去除剂（EXGO）；7.领口渍去除剂（RiteGo）；8.COLORSOL去渍剂。

胶粘剂、指甲油、焦油、唇膏、脂、墨水、沥青、油漆、涂料、油、橡胶粘结剂

1.用挥发性溶剂，擦试；2.用非挥发性油基溶剂，擦试；3.用挥发性油基溶剂并擦试；4.用中性pH去渍剂；5.用水漂洗并快干；6.按需重复进行。

啤酒、咖啡、糖果、鸡尾酒、软饮料、冰淇淋、水果汁、葡萄酒、芥菜、酱、青草、巧克力、茶、糖基污渍、丹宁基污渍、及其他食物和乙醇饮料

1.用中性pH值去渍剂并擦试；2.用乙酸并擦试；3.用还原剂混合溶液，作用60秒；4.用水漂洗并加速干燥；5.按需重复进行；6.如果颜色依然存在，按染料污渍指南处理。

血、蛋、牛奶、尿、呕吐物、肉汁及一些食物和饮料残余物

1.将酶应用于污渍，接触30-90秒；2.用水漂洗并擦拭；3.用氨水并擦试；4.用水漂洗并加快干燥；5.按需重复进行；6.如果颜色依然存在，按染料污渍指南处理。

家具染料、食物颜色、其他污渍、药品的残余物

1.应用中性pH值去渍剂并擦洗；2.应用水基溶剂并擦洗；3.用水漂洗并擦洗；4.应用还原剂混合溶液，作用1-2min；5.以水漂洗，加速干燥；6.按需重复进行。

口香糖

1.用去渍刷尾部在口香糖表面戳洞；2.喷气溶胶口香糖去除剂冻结胶基；3.冻结后刮表面的口香糖并去除；4.反复进行直至所有胶被去除；5.用挥发性油基溶剂冲洗并擦试；6.如果颜色依然存在，按染料污渍指南处理。

蜡烛

1.如果蜡在表面，按口香糖去除步骤进行；2.如果蜡已渗入地毯内部，在蜡上放置吸附牛皮纸或棕色购物袋；3.用一标准家用熨斗在52℃轻轻熨牛皮纸；4.当纸吸附熔融蜡后，移去旧纸，并换上新纸；5.反复进行直至蜡被除去；6.应用挥发性油基溶剂并擦试；7.如果颜色依然存在，按染料污渍指南处理。

锈渍

1.应用锈渍去除剂，作用1-2分钟并擦洗；2.应用氨水并擦洗；3.用水漂洗，加速干燥；4.按需重复进行。

公司名称：杭州柘大飞秒检测技术有限公司 联系人：余工 先生 电话：86-0571-87759051
15397161905 传真：86-0571-87359462 地址：浙江省杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座208室