

美容院专用理疗仪器美容烤灯远红外线理疗灯

产品名称	美容院专用理疗仪器美容烤灯远红外线理疗灯
公司名称	佛山市好亮点照明电器有限公司
价格	85.00/1
规格参数	品牌:嘉亮光康 型号:HLD2
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道黄连萧地黄中五路
联系电话	13825599951

产品详情

【使用方法】

将电源插头插入插座上。按下开关，指示灯亮后，预热2-3分钟，对准穴位或疼痛部位照射。照射距离约10-20厘米远。主要以温热对患病部位皮肤有舒适感为宜，不要过近以防烧伤皮肤。

【使用时间参考】

- 1、用于防病保健，每天可照射1-2次，每次照射20分钟为宜。
- 2、用于治疗各种疾病，每天可照射2-3次，每次照射时间20-30分钟。（16岁以下儿童照射时间15-20分钟）。以疼痛缓解为宜，切不可急于求成。
- 3、急性患者：3-6次为一疗程。

亚急性患者：7-10次为一疗程

慢性患者：20-30次疗程为一疗程。

注明：需要坚持使用,不要照射10分钟或5分钟就行了。这是没效果的。

【产品优点】

- 1、红外理疗器治疗各种疾病是当代最新型的理疗仪器。通过远红外线照射局部疼痛点（即疾病部位）。
- 2、红外理疗器与药物和其他疗法无矛盾，与中西药同时为患者治疗疗效更佳，还缩短疗程。
- 3、红外理疗器疗效明显迅速，对很多疼痛性疾病有显著的止痛作用，在止痒、止痛及其他疾病上有较好的治疗作用。
- 4、红外理疗器具有良好的铜镜活血止痛的作用，中医认为：不通则痛。凡痛炎、硬瘫与气血循环障碍有直接关系。远红外理疗器可以消除痛炎、硬瘫，以改善病变部组织的气血循环从而使失衡的肌体得以恢复，达到“阴平阳秘”。

【产品特色】

红外线理疗灯采用远红外辐射片，通电后辐射片迅速产生热量，并辐射出可达人体较深部位的远波段红外线，可使局部血管扩张，增强血液循环，改善组织代谢和营养状态，增强免疫功能、增强吞噬细胞功能和血管通透性，有利于炎性渗出物的吸收。

新型家庭用理疗仪器，对关节炎、肩周炎、颈椎病、腰椎病、类风湿性关节炎、急性乳腺炎、胃痛、骨质增生、关节扭伤等疾病有辅助的效果。

【原理简介】

红外线灯是通过远红外电磁波照射人体穴位达到治疗目的。每个经穴具有三个方面的主治功能，即：局部治疗功能，邻近治疗功能，远端和全身治疗功能。例如：“合谷”可治局部手腕肿痛、手麻等，也可治邻近上肢瘫痪等病，还可治远端疾病，如身痛以及全身性发热疾病，“足三里”可治局部膝关节附近疼痛，可治临近下肢疼痛。还可治远端胃肠疾患和全身性衰弱。“百会”可治头痛、头晕，可治邻近的鼻塞，同时还可治远端疾病，如肛脱、子宫脱垂，以及全身性虚脱症。每个穴位的局部和邻近治疗作用，是以输穴所在的部位为基础的，远端和全身性治疗作用，是以经脉作为基础的。每个经穴有一定的位置。经穴的定位是否准确，直接影响效果。如果我们把现代公认十四经穴的总穴数为361穴都记住位置，在家庭来说是很难的。远红外线灯照射面积大，对主经穴起疗效作用，对其他经穴也起辅助作用。

远红外线溶脂灯是可见光的红外线灯，它辐射频率高，渗透性强，用于局部的红外线辐射，能加速血液循环，改善新陈代谢，消炎杀菌，加速伤口愈合。如配合美体、健胸产品的使用有助于有效成份的渗透和吸收。因此，红外线溶脂灯成为美容院用于健胸美体、消炎保健等项目中必备的仪器之一。同时风湿性关节炎等有较好的效果。

<https://yizhidengshi.1688.com/?spm=0.0.0.0.Pz7mxW>