

实验室分散机

产品名称	实验室分散机
公司名称	切可（上海）机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CTK 型号:CR2000
公司地址	上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧
联系电话	021-57682379 13918462866

产品详情

【管线式实验室分散机的简介】

专为实验室研发，模拟生产流程，为量产提供可靠的数据论证。该中试型型机器和大型量产机型配置相同，且分散头的种类及相应线速度也相同，中试过程中的工艺参数在量产化之后不要重新调整，而将机器型号升级过程中的风险降到最低。

【传统批次实验室分散机的短板】 传统的批次分散机用于研发，效果或许可以达到要求，但是摸索出来的设备参数完全不可用，批次的乳化机无法线性放大，所以后期工业化生产就需要重新摸索参数，这样会导致效率低、风险大。

CIK小型分散机CR2000/4可用于小试研发，以及中试验证。处理量可从2L-300L，充分满足研发的需求和中试的验证。CIK乳化机设备都是线性放大，小试设备和工业化设备效果一致，小试摸索的参数可直接放大到工业化生产用。 目前，许多高校以及研究院从事研发研究，都在用CIK的小型乳化机，直接可以放在实验台上操作，简单高效。

【CIK管线式实验室分散机的优势】

可更换式加工模块，实现混合，分散，均质，乳化，悬浮，湿磨，液粉混合等多种功能。

小试到中试，中试到生产，无需重新调整工艺参数。

轴封材料为PTFC，易于更换。

可配置变频控制柜，调节转速及流量。

型号	标准流量	输出转速	标准线速度	马达功率	进口尺寸	出口尺寸
	L/H	Rpm	度 m/s	KW		
CR2000/4	300-1,000	14,000	44	2.2	DN25	DN15
CR2000/5	1,000-1,500	10,500	44	7.5	DN40	DN32
CR2000/10	3,000	7,300	44	15	DN50	DN50
CR2000/20	8,000	4,900	44	37	DN80	DN65
CR2000/30	20,000	2,850	44	75	DN150	DN125
CR2000/50	40,000	2,000	44	160	DN200	DN150