

# 实验室BOD分析仪溶解氧分析仪

产品名称	实验室BOD分析仪溶解氧分析仪
公司名称	北京众乐仪达科技有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:YSI 型号:5000
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼5层898号
联系电话	010-82492911 18210968320

## 产品详情

美国ysi 5000实验室bod分析仪溶解氧分析仪

先进的实验室bod分析仪

### 一、仪器简介

ysi 5000系列实验室溶解氧分析仪，配合先进的自搅拌的bod分析探头和ysi拥有的bod分析软件，实现实验室bod分析自动化、准确化和标准化。

### 二、主要特点

传统的bod稀释测试法，5000系列仪器配合ysi的溶解氧/bod探头，仪器整体符合国标 hj/t99-2003标准，溶解氧测量符合国标电化学探头法gb11913-89标准，bod测量完全符合国标gb7488-87标准；

极其先进的实验室溶氧仪 + 自搅拌bod探头方法（bod分析软件）；

自动搅拌bod电极，单手即可操作；

可选配bod分析软件，实现bod测试自动化，实现数据自动存储bod自动计算，并打印报告；超饱和样品和温度超越范围警示；

可实现快速大批量测试；

搅拌力强，确保测试数据准确；

搅拌速率恒定，再现性佳；

内置搅拌器，无需另加搅拌工具，省时方便；

使用5906型盖膜：预置已预张的渗透膜，免除安装不当的人为误差；

无零漂，免调零；

膜完整性监测，当膜破损时仪器自动警示；

可存储100组带日期、时间标签的读数；

### 三、ysi 5120型bod分析软件

安装在计算机上，直接驱动溶氧仪，使整个bod测试过程自动化；

系统自动存储首、尾天的读数，计算并打印报告；

当溶解氧读数达到稳定时自动读取并存储读数；

超饱和样品和温度超越范围警示；

其它卓越功能包括：自动空白、种样及加荷补偿、非五天测试bod结果导算，其它稀释度首天读数衍生等；

### 四、技术参数

溶解氧（毫克/升）：测量范围0至60；分辨率0.01；准确度 $\pm 0.1\% + 1\text{lstd}$

溶解氧（%空气饱和度）：测量范围0至600%；分辨率0.1%；准确度 $\pm 0.1\% + 1\text{lstd}$

温度：测量范围-5至+50；分辨率0.1；准确度 $\pm 0.1$

## 五、购买时注意事项

仪器主机与线缆、探头传感器单独销售。