

容积280L温度2-48度手术室恒温箱

产品名称	容积280L温度2-48度手术室恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

容积280L温度2-48度手术室恒温箱厂家简介：

容积280L温度2-48度手术室恒温箱厂家 -福意联企业本着“以德敬人、以诚立人”为，倡导“科技，造福天下人的”的良好心态，为广大消费者提供安心，放心，贴心的好产品。抱着做事以善为先，经营有章可循的企业法则，以虔诚、宽厚、喜悦的心态，迎接每一个来访客户，福意联品牌要做到家喻户晓，需要我们从点滴入手，客户正确评价就是检验我们工作是否到位，继而保证有宾客高兴而来，满意而归。

容积280L温度2-48度手术室恒温箱参数：

容积280L温度2-48度手术室恒温箱：特点：

主要零部件全部采用国外品牌，运行更有保障； 的制冷方式，比传统方式效率高约30； 制冷剂采用性无氟制冷剂； 设计，噪音低，给您一个安静的办公空间； 的循环方式：一半自然对流，一半风冷，即使风冷凝器脏堵，也不容易造成压缩机的损坏； 内胆采用不锈钢制作； 内腔圆角设计，容易清洗； 外门硅胶门封条，严密冷气； 可拆卸清洗的除尘器， 根据门高及宽而设计，不用为搬运及放置的地点发愁； 厚聚胺脂隔热层，使隔热及结构增强； 配有门锁及电源锁； 有光、声报警、 更有保障。

容积280L温度2-48度手术室恒温箱：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、 恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要过45度。2、 恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、 适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱应使用单独的单相带接地的插座。插线接地，使用中恒温箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。5、 新购置应进行内部清洗，否则会給食物带来不良影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫的换热效果以及效果。清洗时，应取下电源插头。

福意联恒温、冷藏设备等等。经过十几年的快速发展，福意联（FU.YI.LIAN）福意联（FU.YI.LIAN）企业已成为一家自制率高达75的企业，十多年来福意联（FU.YI.LIAN）企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的关：“让消费者的精工产品”。时刻牢记：“用优美的产品、体现真诚的人文关怀”。

容积280L温度2-48度手术室恒温箱