

4度-60度医用恒温箱250L

产品名称	4度-60度医用恒温箱250L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

4度-60度医用恒温箱250L厂家简介：

4度-60度医用恒温箱250L厂家 多年来，北京福意联公司已覆盖三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、制药、石油、机械等系统域的实验室提供，积累了大量的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。

4度-60度医用恒温箱250L参数：

4度-60度医用恒温箱250L：特点：

温度控制·风冷，电加热补偿系统，优良微电脑控制，箱内温度恒定控制在4-38度±1 范围内。·上

下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率1℃，便于准确观察监控箱内温度。· 设定点可以调整校对，校对范围2~8℃，校对1℃增量。· 采用五个数字集成传感器参与显示和控制。

系统· 双重显示运行参数(数字显示)· 双重报警(高低温报警、开门报警)· 带锁。放置意外开启。
全透明程序· 外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察。· 透明三层钢化玻璃门，真空设置更保温。· 人性化设计· 自动化霜功能，适合高温高湿地区。· 门锁设计，防止随意开启。· 大屏幕数字温度显示，便于观察。· 宽电压带，适合187~242V电压下使用。· 内设照明灯。· 宽气候带：适合环境温度10~38℃，湿度80%以下地区使用。· 产品可直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。· 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。· 使用范围· 疫苗冷藏箱属智能新型多功能恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，温差小，特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、科研等使用。

4度-60度医用恒温箱250L：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工作时散热，延长恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；2) 恒温箱应用用三孔插座，入户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话线和避雷针上；3) 检查恒温箱使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使电动机启动困难，也会烧坏电动机；4) 检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。5) 需要注意先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运行。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、疫苗运输保温箱（柜）等。公司一直走为先，低价经营战略，把更多的利益让给客户。

4度-60度医用恒温箱250L